

flexibel

kompakt

mobil

# Notfall-EKG

**BIOSCOPE C**

## BIOSCOPE C - EKG-Gerät im Taschenformat

Anwendungsbereich: Notfallmedizin - Patientenbesuche - Schrittmacher - Kontrolle



### **BIOSCOPE C Produktmerkmale**

- Leichte und einfache Handhabung
- EKG-Abnahme am Brustkorb über integrierte 3-Punkt-Elektroden
- Kabeladapter für Anschluss eines EKG-Patientenkabels
- EKG-Speicherung bis zu 11 Minuten
- EKG-Wiedergabe internen Bildschirms
- Optionaler Analog- oder Digitaladapter für EKG-Übertragung zu externem EKG-Schreiber bzw. PC
- EKG-Analyse mit Software BIOTREND

### **Technische Daten BIOSCOPE C**

- Leicht, kompakt mit Batteriebetrieb (9V-Block)
- Gewicht 350g, Grösse 152 x 70 x 40 mm
- LCD-Bildschirm für EKG und Herzfrequenz
- Speicherkapazität bis zu 11 Minuten
- 3 Speichergeschwindigkeiten (25,50, 100 mm/s)
- Autom. Anpassung der Verstärkung (0,25...8 mV)
- Anzeige der ST-Senkung
- Erkennung/Anzeige von Schrittmacherimpulsen
- EKG-Patientenkabel für (Klebe-) Elektroden
- Option: Interface für Anschluss EKG-Schreiber
- Option: Interface für den Anschluss eines PC inkl. Software BIOTREND zur EKG-Auswertung
- Bandbreite 0,5 ... 40 Hz (3db)
- Eingangswiderstand 2 M $\Omega$
- defibrillatorfest



### **Optionales Zubehör:**

- Kabeladapter und EKG-Patientenkabel
- Analog-Interface zum Ausschrieb der gespeicherten EKGs über EKG-Schreiber
- Digital-Interface zur Verbindung mit PC inkl. EKG-Analyse-Software BIOTREND



MESA Medizinintchnik GmbH  
Schärfmühlweg 4  
83671 Benediktbeuern  
Tel.: 08857 – 6918-0  
Fax: 08857 – 6918-29  
Email: info@mesamed.de  
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO. Sie tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen die Medizinrichtlinien 93/42/EWG