

qualitativ

kompakt

funktionell

Gerätewagen

stabil

flexibel

mobil

Gerätewagen-Programm

Gerätewagen PPC-1330:

- Die Pumpe für die Sauganlagen sind je nach Ausführung verdeckt unter dem Wagenboden integriert
- Die Steckdosenleiste befindet sich ebenfalls nicht sichtbar unter dem Boden. Kabel von z.B. Maus und Tastatur können rechts und links unsichtbar in den Rahmenteiln verkleidet geführt werden.
- Lackierung in robuster und belastungsfähiger Pulverbeschichtung;
Mousepad rechts oder links montierbar
- Höhenverstellbare Ablageplatten für Geräte, PC oder Drucker;
robuste Stahlausführung
- Vollständig integrierbare Sauganlagen: APPLICARD & UNISOG




Gerätewagen PPC-1330 mit UNISOG Elektroden-Sauganlage, PC, Drucker und Monitor

- Elektroden-Sauganlage direkt am Wagen oder auch mit Klemmfuss montierbar
- durch Rollen mobil und mit den vorderen Rollen fixierbar, hohe Standfestigkeit
- befestigte Steckdosenleiste (und ggf. Vakuumpumpe für Sauganlage) im Boden integriert
- Ein/Aus Schalter an der oberen linken Seite für alle am Wagen angeschlossenen Geräte
- Abmessungen: 125,0 x 63,5 x 55,0 cm (H x B x T)
- Gewicht: 24 kg (ohne Sauganlage)

Gerätewagen FUEGO

Unsere Gerätewägen eignen sich im medizinischen Bereich für die mobile und flexible Unterbringung von kleineren Gerätekombinationen. Diese Gerätewägen bieten flexible Ausbau- und Variationsmöglichkeiten (Anzahl der Ablageplatten, Schubladen).



Gerätewagen FUEGO mit UNISOG Elektroden-Sauganlage, Notebook und Drucker

- Kompakter mobiler Gerätewagen
- Elektroden-Sauganlage UNISOG montierbar (andere Modelle auf Anfrage)
- Anzahl der Ablageplatten auswählbar
- praktische Schublade für z.B. Gerätezubehör auswählbar
- durch Rollen mobil
- gute Standfestigkeit
- geringes Gewicht: ca. 10 kg (ohne Sauganlage)



Gerätewagen PPC-1220 mit UNISOG Elektroden-Sauganlage und Schublade

Andere Gerätewägen

- Gerätewägen für z.B. ErgoSpirometrie-Systeme sind ebenso lieferbar wie Gerätewägen als Sonderanfertigung
- EKG-Patientenkabel-Halterung zur Montage mit Klemmfuss kann an alle Gerätewägen montiert werden



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de