

qualitativ

kompakt

funktionell

Elektroden-Sauganlage

stabil

flexibel

mobil

UNISOG


UNISOG Elektroden-Sauganlagen für die stationäre und mobile Funktionsdiagnostik sind in individuellen Ausführungen lieferbar.

Elektroden-Sauganlage UNISOG:

UNISOG Elektroden-Sauganlagen geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre EKG Messungen schnell und komfortabel durchzuführen. Die Elektroden-Sauganlagen sind an alle EKG-Gerätetypen adaptierbar. Die Elektroden-Sauganlage UNISOG kann an verschiedenen Wagensystemen wie z.B. dem MESA-Gerätewagen PPC-1330 oder anderen Wagenvarianten montiert werden. Das UNISOG-Standmodell ist universell einsetzbar.

UNISOG Eigenschaften:

- Absolut neues Kopfdesign
- robuster, lagestabiler Drehrohrarm
- Selbsterklärende einfache Bedienung
- Vollautomatische Saugleistungsregulierung je Einstellvorgabe
- Automatische Leckkompensation
- Leise Pumpeneinheit
- Umschaltbare Pumpenfunktion für das Applikationsende und wirkungsvollen Reinigungseffekt
- Hohe Patientensicherheit durch Steckernetzteil
- Qualitativ hochwertige EKG-Aufnahmen durch konsequente Schirmung der Patientenleitungen
- Einzel austauschbare Patientenleitung
- Saugdom aus weichem Silikon ermöglicht eine sehr gute Haftung, auch bei starker Behaarung.
- Zwei Leitungslängen beim Kauf wählbar
- Optional; auswechselbarer bidirektionaler Defibrillationsschutz
- Optional; Akkupumpe



UNISOG Elektroden-Sauganlage Standmodell

Das UNISOG Elektroden-Sauganlagen Montagemodell kann an verschiedene Gerätewägen montiert werden. Des Weiteren gibt es eine Tisch- und Wandhalterung.

Unsere Gerätewägen eignen sich im medizinischen Bereich für die mobile und flexible Unterbringung von kleineren Gerätekombinationen. Diese Gerätewägen bieten flexible Ausbau- und Variationsmöglichkeiten (Anzahl der Ablageplatten, Schubladen).



UNISOG Elektroden-Sauganlage
Montagemodell an FUEGO Gerätewagen



UNISOG Elektroden-Sauganlage
Montagemodell an Gerätewagen PPC-1220



UNISOG Elektroden-Sauganlage
Montagemodell an Gerätewagen PPC-1330



MESA Medizintechnik GmbH

Schärflmühlweg 4

D-83671 Benediktbeuern

Tel.: 08857 – 6918-0

Fax: 08857 – 6918-29

Email: info@mesamed.de

www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO, sind CE gekennzeichnet und erfüllen die MPG-Richtlinien 93/42/EWG. Das Unternehmen ist EN ISO zertifiziert.