

TELEFON (08857) 6918-0
TELEFAX (08857) 6918-29
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
www.mesamed.de
info@mesamed.de
Qualitätsmanagement
EN ISO 13485 : 2016

DDC digital Diagnostic Center® Software-System – Bestätigung GDT-Schnittstelle –

Benediktbeuern im September 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Hersteller der DDC digital Diagnostic Center® Patienten-Daten-Management-Software bestätigen wir, dass unsere DDC-System-Software kompatibel und anbindbar an Praxis-Software und KIS-Software ist, die über eine GDT-Schnittstelle (Geräte-Daten-Träger-Schnittstelle) verfügen. Die DDC digital Diagnostic Center® Patienten-Daten-Management-Software unterstützt jede Praxis-Software und KIS-Software mit GDT-Schnittstelle ab Ver. 2.1 (05/2001) bis Ver. 3.1 (12/2016)


Die Routinen der Anbindung der DDC-Software und der jeweiligen integrierten Medizintechnik-Module wie z.B. EKG, Belastungs-EKG, Lungenfunktion, Langzeit-EKG, Langzeit-Blutdruck, ErgoSpirometrie, Gefäßdiagnostik und Audiometrie an die Praxis- oder KIS-Software sind der DDC-Installations- und Bedienungsanleitung zu entnehmen. Diese steht jederzeit unseren Kunden, Fachhandelspartnern und den Praxis- / KIS-Software-Firmen auf Anfrage zur Verfügung.

Die DDC digital Diagnostic Center® Software entspricht den aktuellen Normen des MPG konform zu den Richtlinien MDD/93/42/EWG und 2007/47/EG.

DDC digital Diagnostic Center® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma MESA Medizintechnik GmbH.

Gerne beantworten wir auch weiterführende Fragen zur GDT-Anbindung in Ihrer Praxis oder Klinik.

Mit freundlichen Grüßen



Günther C. Glatte
MESA Medizintechnik GmbH