



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

**DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM  
EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden  
(Rev.A06-2018)**

Multimed Pod Multiparameter-Stammkabel (dual pin)



**Art.Nr. MON-801530**

Dräger Multimed Pod Monitoring Multiparameter-Stammkabel (dual pin),  
kompatibel zu u.a.SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000

Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/  
Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL

Ref. Dräger 3368391

(passend in Original Dräger-Halterung)



**Art.Nr. ZUB-801530**

Halterung für Multimed Pod Multiparameter-Stammkabel

Art.Nr. MON-801530 und Ref. Dräger 3368391

(schraubbar und mit Klebefläche)



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

## DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden

EKG-Patientenleitungen für Multimed Pod (dual pin)



### Art.Nr. ADK-101430

Set 3-polige EKG-Patientenleitungen (auf 5-poligen Block),  
mit Klammer, VS Blocksystem, Länge 100 cm, geschirmt,  
dual pin, Farbcode IEC: Rot, grün, gelb  
für Dräger Multimed Pod - Ref. Dräger MP03411  
OP-Version mit HF-Filter Art.Nr. **ADK-101656** (Länge 90 cm)



### Art.Nr. ADK-101450

Set 5-polige EKG-Patientenleitungen mit Klammer, VS Blocksystem,  
Länge 100 cm, geschirmt, dual pin,  
Farbcode IEC: Schwarz, weiss, rot, grün, gelb  
für Dräger Multimed Pod - Ref. Dräger MP03413  
OP-Version mit HF-Filter Art.Nr. **ADK-101653** (Länge 90 cm)



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

## DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden

### HF-Block



#### **Art.Nr. DRÄ-5947226**

Dräger EKG HF-Block 5-adrig  
Ref. 5947226 (Original)  
Zum Anschluss von EKG-Kabelset  
Art.Nr. **ADK-101430** oder  
Art.Nr. **ADK-101450**

**Nicht notwendig** beim Anschluss von  
EKG-Patientenleitungen mit HF-Filter  
Art.Nr. **ADK-101656** und  
Art.Nr. **ADK-101653**



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

## DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden

Multimed plus Multiparameter-Stammkabel (single pin)




### Art.Nr. MON-801530

Siemens / Dräger Typ Multimed plus, Multiparameter-Stammkabel (single pin),  
kompatibel zu u.a. SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000

Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/  
Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL

Ref. Dräger MS20093

(passend in Original Dräger-Halterung)



### Art.Nr. ZUB-801530

Halterung für Multimed Pod Multiparameter-Stammkabel

Art.Nr. MON-801540 und Ref. Dräger MS20093

(schraubbar und mit Klebefläche)



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

## **DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden**

Multimed plus OR Multiparameter-Stammkabel (single pin)



### **Art.Nr. DRÄ-MS20094**

Siemens / Dräger Typ Multimed plus OR, OP-Version, Multiparameter-Stammkabel (single pin), Originalkabel zu  
u.a. SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000  
Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/  
Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL  
Ref. Dräger MS20094  
(passend in Original Dräger-Halterung)



### **Art.Nr. ZUB-801530**

Halterung für Multimed Pod Multiparameter-Stammkabel  
Art.Nr. MON-801540 und Ref. Dräger MS20093  
(schraubbar und mit Klebefläche)



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

## DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden

EKG-Patientenleitungen für Multimed plus (single pin)



### **Art.Nr. ADK-101530**

Set 3-polige EKG-Patientenleitungen (auf 5-poligen Block),  
mit Klammer, Blocksystem, Länge 100 cm, geschirmt,  
single pin, Farbcode IEC: Rot, grün, gelb  
für Dräger Multimed plus - Ref. Dräger MP03401



### **Art.Nr. ADK-101450**

Set 5-polige EKG-Patientenleitungen mit Klammer ,  
Blocksystem, Länge 100 cm, geschirmt, single pin,  
Farbcode IEC: Schwarz, weiss, rot, grün, gelb  
für Dräger Multimed Pod - Ref. Dräger MP03403



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

**DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM  
EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden**

SpO2 Adapterkabel Dräger Multimed Pod



**Art.Nr. SPA-7512**

SpO2 Adapterkabel kompatibel zu Dräger Multimed Pod  
und für Monitore SC6000/7000/9000,  
Länge 1 m,  
Ref. Dräger 3368433



**Art.Nr. SPA-7513**

SpO2 Adapterkabelkompatibel zu Dräger Multimed Pod  
und für Monitore SC6000/7000/9000  
Länge 2 m,  
Ref. Dräger 3375834



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

**DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM  
EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden**

SpO2 Adapterkabel Dräger Multimed plus und Multimed plus OR



**Art.Nr. DRÄ-MS18683**

SpO2 Adapterkabel Dräger Multimed plus /  
Multimed plus OR und für Monitor Infinity M300  
Länge 1,2 m, Originalkabel,  
Ref. Dräger MS18683



**Art.Nr. DRÄ-MS17330**

SpO2 Adapterkabel Dräger Multimed plus /  
Multimed plus OR und für Monitor Infinity M300  
Länge 3,0 m, Originalkabel,  
Ref. Dräger MS18683,  
Nachfolgeprodukt von MP00753





[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

## DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden

### SpO2-Sensoren



**Art.Nr. FM-6212-90**

Fingerclipsensor FM-6212-90  
Nellcor Oxisensor kompatibel, Länge 90 cm,  
Anschluss an SpO2 Adapterkabel Art.Nr. **SPA-7512 oder SPA-7513**



**Art.Nr. RM-6212-90**

SpO2 SoftTip Sensor RM 6212-90, groß, für Erwachsene,  
Nellcor Oxisensor kompatibel, Länge 90 cm,  
Anschluss an SpO2 Adapterkabel Art.Nr. **SPA-7512 oder SPA-7513**


**Art.Nr. SPR-3212-9 plus**

SpO2 SoftTip Sensor 3212-9 plus,  
Sensor Ausführung wie Art.Nr. RM-6212-90 und **autoklavierbar**  
Anschluss an SpO2-Adapterkabel Art.Nr. **SPA-7512 oder SPA-7513**

Nellcor ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Nellcor Puritan Bennet Inc.


## DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden

### SpO2-Einmalsensoren



#### **Art.Nr. DM-4422-1**

SpO2-Einmal-Sensor, Nellcor Oxisensor MAX-A kompatibel (kein OXIMAX),  
Länge 45 cm, Box a 24 Stück Micro-Foam, Erwachsene - Patientengewicht: >30 kg,  
Anschluss an SpO2-Adapterkabel Art.Nr. **SPA-7512** oder **SPA-7513**



#### **Art.Nr. SPD-4422-2**

SpO2-Einmal-Sensor Nellcor Oxisensor MAX-P kompatibel (kein OXIMAX),  
Länge 45 cm, Box a 24 Stück Micro-Foam, Kinder - Patientengewicht: 10 – 50 kg,  
Anschluss an SpO2-Adapterkabel Art.Nr. **SPA-7512** oder **SPA-7513**



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

## DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden

### SpO2-Einmalsensoren



#### Art.Nr. DM-4422-5

SpO2-Einmal-Sensor, Nellcor Oxisensor MAX-I kompatibel (kein OXIMAX),  
Länge 45 cm, Box a 24 Stück Micro-Foam, Erwachsene - Patientengewicht: >30 kg,  
Anschluss an SpO2-Adapterkabel Art.Nr. **SPA-7512** oder **SPA-7513**



#### Art.Nr. DM-4422-6

SpO2-Einmal-Sensor, Nellcor Oxisensor MAX-N kompatibel (kein OXIMAX),  
Länge 45 cm, Box a 24 Stück Micro-Foam, Neonatal - Patientengewicht: < 3 kg  
Anschluss an SpO2-Adapterkabel Art.Nr. **SPA-7512** oder **SPA-7513**

**Weitere Original Nellcor Oximax und Nellcor Oxisensor kompatible  
SpO2-Sensoren unter:**

[http://www.mesamed.de/mesa-ftp/pdf/ger/Katalog\\_Nellcor.pdf](http://www.mesamed.de/mesa-ftp/pdf/ger/Katalog_Nellcor.pdf)


Nellcor ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Nellcor Puritan Bennet Inc.



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

## DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden

Wiederverwendbare Temperatursonden - Direktanschluss



### Art.Nr. SI-SAR-275A

Temperatursonde für Erwachsene, Hautoberfläche,  
wiederverwendbar, Länge 2,75 m, Ø 18 mm, autoklavierbar,  
Typ DRÄGER Ref. 4329822



### Art.Nr.SI-PR-275A

Temperatursonde für Kinder, Hautoberfläche,  
wiederverwendbar, Länge 2,75 m, Ø 10mm, autoklavierbar,  
Typ DRÄGER



### Art.Nr.SI-NR-275A

Temperatursonde für Infant/Neonatal, Hautoberfläche,  
wiederverwendbar, Länge 2,75 m, Ø 6 mm, autoklavierbar,  
Typ DRÄGER



**YSI kompatibles Anschlusskabel und wiederverwendbare  
YSI kompatible Temperatursonden auf Anfrage!**



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

**DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM  
EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden**

Einmal-Fixierer für Hautoberflächen-Temperatursonden



**Art.Nr. TMP-150010**

Einmal-Fixierer für  
Hautoberflächen-Temperatursonden,  
zur Fixierung der Temperatursonden  
und zur Reflektion von Umgebungslicht  
(dies ermöglicht eine genaue Messung)

1 VE = 12 Stück



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

## DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden

Wiederverwendbare Temperatursonden – Direktanschluss



### Art.Nr. SI-AR-275A

Temperatursonde für Erwachsene, rektal/oesophageal,  
wiederverwendbar, Länge 2,75 m, Ø 4,8 mm, autoklavierbar,  
Typ DRÄGER - Ref. 4329889



### Art.Nr. SI-PR-275A

Temperatursonde für Kinder, rektal/oesophageal,  
wiederverwendbar, Länge 2,75 m, Ø 4,0 mm, autoklavierbar,  
Typ DRÄGER



### Art.Nr. SI-NR-275A

Temperatursonde für Infant/Neonatal, rektal/oesophageal,  
wiederverwendbar, Länge 2,75 m, Ø 2,7 mm, autoklavierbar,  
Typ DRÄGER



**YSI kompatibles Anschlusskabel und wiederverwendbare  
YSI kompatible Temperatursonden auf Anfrage!**



[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

**DRÄGER MULTIMED POD MULTIPARAMETER SYSTEM  
EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör – Temperatursonden**

**Weitere Spo2-Sensoren in verschiedenen Ausführungen,  
EKG-Kabel, EKG-Zubehör, Flowsensoren und  
O2-Sensoren finden Sie unter**

<http://www.mesamed.de/de/zubehoer.php>

Rev.A06-2018



TELEFON (08857) 6918- 0

TELEFAX (08857) 6918-29

Schärflmühlweg 4

**D-83671 Benediktbeuern**

[info@mesamed.de](mailto:info@mesamed.de)

[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)