














Artikel Bezeichnung	Art.Nr.:	Abbildung
<b>Brustwand - Saugelektrode</b> VE=6 Stück Ag / AgCl, Anschluss für 4 mm Bananenstecker Metallsaugnapf Ø 24 mm	ZUB-401072	
<b>Brustwand - Saugelektrode (Kinder)</b> VE= 6 Stück Ag / AgCl, Anschluss für 4 mm Bananenstecker Metallsaugnapf Ø 14 mm	ZUB-401071	
<b>Ersatzball-Gummiball</b> für Saugelektroden (blau, Ø 30 mm) passend für Art.Nr. ZUB-401072, ZUB-401071 u. ZUB-401260	ZUB-401245	
<b>Brustwand - Saugelektrode</b> VE=6 Stück Ag / AgCl, Anschluss für 4 mm Bananenstecker Gummisaugnapf Ø 30 mm	ZUB-401260	
<b>Extremitäten – Klammerelektroden Satz</b> mit Universalanschluss, farbcodiert, Ag / AgCl, für Erwachsene, Satz = 4 Stück	ZUB-401070	
<b>Extremitäten – Klammerelektroden Satz</b> mit Universalanschluss, farbcodiert, Ag / AgCl, für Kinder, Satz = 4 Stück	ZUB-401066	
<b>Druckknopfadapter mit 4 mm Buchse</b> , VE= 10 Stück Farbe: weiss, zum Anschluss von 4 mm Bananenstecker mit Druckknopf an EKG-Elektroden	ZUB-401074	
<b>Clipadapter mit 4 mm Buchse</b> , VE= 10 Stück Farbe: weiss, zum Anschluss von 4 mm Bananenstecker mit Klammer an EKG-Elektroden	ZUB-401083	
<b>Tab-Elektroden Adapter mit 4 mm Buchse</b> , VE = 10 Stück Farbe: weiss, zum Anschluss von 4mm Bananenstecker mit Kontakt an Tab-EKG-Elektroden	ZUB-401410	
<b>Schaumstoff – Einmalelektrode S-50LG</b> Anschluss Druckknopf, Ag / AgCl, Ø 50 mm, vorgeliert, Beutel à 25 Stck., 1 Karton mit 10 Beutel	ZUB-401800	
<b>ContiSpray EKG-Kontaktspray 250 ml Sprayflasche</b> 1 VE = Karton mit 8 Flaschen a 250 ml = 2000ml Art. Nr. ZUB-801415 1 VE = Karton mit 32 Flaschen a 250 ml = 8000ml (Großpackung)	ZUB-401814	
<b>Signa EKG-Kontaktgel 250 ml Tube</b>	ZUB-401715	
<b>Vlies-EKG-Aufkleber V 50</b> Zugentlastung und Minimierung von Artefakten beim Langzeit-EKG Ø 50 mm, vorgeliert, 10 Beutel à 50 Stck., 1 Karton mit 10 Beutel	ZUB-401780	
<b>Cleanisept® Wipes (alkoholfrei)</b> Reinigungs- und Desinfektionstücher für medizinisches Zubehör, auch für die Entfernung von Kleberesten (auch EKG-Kabel) 1 Dose mit 100 Tüchern, 1 VE = 2 Dosen mit 100 Tüchern	ZUB-190010	