

Artikel Bezeichnung	Art.Nr.:	Abbildung
Brustwand - Saugelektrode VE=6 Stück Ag / AgCl, Anschluss für 4 mm Bananenstecker Metallsaugnapf Ø 24 mm	ZUB-401072	
Brustwand - Saugelektrode (Kinder) VE= 6 Stück Ag / AgCl, Anschluss für 4 mm Bananenstecker Metallsaugnapf Ø 14 mm	ZUB-401071	
Ersatzball-Gummiball für Saugelektroden (blau, Ø 30 mm) passend für Art.Nr. ZUB-401072, ZUB-401071 u. ZUB-401260	ZUB-401245	
Brustwand - Saugelektrode VE=6 Stück Ag / AgCl, Anschluss für 4 mm Bananenstecker Gummissaugnapf Ø 30 mm	ZUB-401260	
Extremitäten – Klammerelektroden Satz mit Universalanschluss, farbcodiert, Ag / AgCl, für Erwachsene, Satz = 4 Stück	ZUB-401070	
Extremitäten – Klammerelektroden Satz mit Universalanschluss, farbcodiert, Ag / AgCl, für Kinder, Satz = 4 Stück	ZUB-401066	
Druckknopfadapter mit 4 mm Buchse , VE= 10 Stück Farbe: weiss, zum Anschluss von 4 mm Bananenstecker mit Druckknopf an EKG-Elektroden	ZUB-401074	
Clipadapter mit 4 mm Buchse , VE= 10 Stück Farbe: weiss, zum Anschluss von 4 mm Bananenstecker mit Klammer an EKG-Elektroden	ZUB-401083	
Tab-Elektroden Adapter mit 4 mm Buchse , VE = 10 Stück Farbe: weiss, zum Anschluss von 4mm Bananenstecker mit Kontakt an Tab-EKG-Elektroden	ZUB-401410	
Schaumstoff – Einmalelektrode S-50LG Anschluss Druckknopf, Ag / AgCl, Ø 50 mm, vorgeliert, Beutel à 25 Stck., 1 Karton mit 10 Beutel	ZUB-401800	
ContiSpray EKG-Kontaktspray 250 ml Sprayflasche 1 VE = 4 Flasche a 250 ml = 1000ml	ZUB-401814	
Signa EKG-Kontaktgel 250 ml Tube	ZUB-401715	
Cable Care Kabelreiniger 100 ml Sprühflasche	ZUB-401723	
Klebstoff-Entferner-Tücher 100 Tücher pro Box	ZUB-401722	