

exakt

Lungenfunktion

Toleranz

Kalibrierpumpe

kompakt

Spirometer-Prüfung

mobil

Kalibrierpumpe PCS 3000

PCS 3000 – Die präzise Kalibrierpumpe für Spirometer

Die Kalibrierpumpe PCS 3000 dient zur Überprüfung, Justage und Kalibrierung von Spirometern aller Art. Das Messvolumen beträgt 3000 ml. Diese Kalibrierpumpe ist besonders auch für Vor-Ort-Anwendungen geeignet. Die Kalibrierpumpe ist so entwickelt, dass alle Spirometer direkt zum Kalibrieren angeschlossen werden können. Schließt man das zu prüfende Spirometer über das flexible Gummianschluss-Stück an ist eine sofortige Kalibrierung möglich. Das Prüfvolumen vom 3000 ml wird mit dem Handhebel durch kontinuierliche Pumpbewegungen erzeugt.. Durch den Anzeigewert als Referenz und Messwert des Spirometers kann eine Überprüfung der Genauigkeit bzw. eine Kalibrierung des Spirometers erfolgen.



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifiziertem Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO. Sie tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen die Richtlinien MPG 93/42/EWG