



Kapnographie-Monitor
CP 500



Kapnographie-Monitor CP 500 Typ MEMO ETCO Mainstream

Kleines, superleichtes Gerät für ultimative Tragbarkeit.
Messung und Anzeige von EtCO₂ (endtidales Kohlendioxid)
und Atemfrequenz (AF).

Geeignet für Erwachsene, Kinder und Neugeborene.
Inkl. 2 Stück Atemweg-Adapter für Erwachsene/Kinder
und 2 Stück AAA Batterien.

Zubehör:

Atemweg-Adapter Erwachsene/Kinder
(nicht wiederverwendbar)



Atemweg-Adapter Neugeborene
(nicht wiederverwendbar)



MESA Medizintechnik GmbH
Schärfmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

