


Diagnose – EKG – 10-adrige EKG-Komplettkabel
Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable




Das Qualitätsprogramm für die MEDIZINTECHNIK
The quality program for MEDICAL TECHNOLOGY

Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable




Farbcode / Colour code


Farbcode IEC mit Bananenstecker 4 mm = DIA-XXXXXX.3
Colour code IEC with 4 mm banana plug = DIA-XXXXXX.3




Farbcode IEC mit Klammer 4 mm = DIA-XXXXXX.2
Colour code IEC with clip = DIA-XXXXXX.2



Farbcode IEC mit Druckknopf 4 mm = DIA-XXXXXX.1
Colour code IEC with snap = DIA-XXXXXX.1



Farbcode AHA auf Anfrage
Colour code AHA on request



Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Komplettkabel – Complete cable

Abbildung Art.Nr. DIA-601126.3 (4mm Bananenstecker)
Picture REF DIA-601126.3 (4 mm banana plug)



Abbildung Art.Nr. DIA-191126.1 (Druckknopf)
Picture REF DIA-191126.1 (Snap)









Abbildung Art.Nr. DIA-401060.2 (Klammer)
Picture REF DIA-401060.2 (Clip)



**Stammkabel Länge 210 cm; 10 x Einzelleitungen (Farbcode IEC); 4 x Extremitätenableitungen Länge 110 cm; 6 x Brustwandableitungen Länge 80 cm
Trunkcable length 210 cm; 10 x leadwires (Colour code IEC); 4 x limb leads length 110 cm; 6 x chest leads length 80 cm**







Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
Amedtec	ECGpro	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Aspel	AsCard 3 (1.Generation)	10-adrig 10-lead	DIA-401060.3 DIA-401060.2 DIA-401060.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Aspel	AsCard3, 4, A4, B5, MrGreen2, MrGREY, MrRed, MrBlue, MrSilver3, MrGold, MrCoral, MrAmber	10-adrig 10-lead	DIA-701263.3 DIA-701263.2 DIA-701263.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Avionics / Del Mar	910, 920, 930, 940, 942, 950, 960, 970, 980	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Bionet	Cardio Care 2000, Cardio 7, Bionet 7, Cardio Touch 3000 u.a./and others	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Bosch / Dimeq	603D / 603ER / 603S / 606	10-adrig 10-lead	DIA-401060.3 DIA-401060.2 DIA-401060.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	

Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
Bosch / Dimeq	EK 501, 501 A, 501 NV, 503, 503 B, 503 D, 503 NV, 503 V, 506, 506 D, 601	10-adrig 10-lead	DIA-701285.3 DIA-701285.2 DIA-701285.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
BTL	BTL-08, LC plus, SD 3, MT plus	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
BTL	BTL-08, LC plus, SD 3, MT plus	10-adrig 10-lead	DIA-701252.3 DIA-701252.2 DIA-701252.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Burdick	E 350, E 550, E 560, EK 10, ELITE, ELITE II	10-adrig 10-lead	DIA-701285.3 DIA-701285.2 DIA-701285.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Burdick	ECLIPSE LE/Lei (ab/from S/N 1051), Burdick Ref. 007705	10-adrig 10-lead	DIA-701263.3 DIA-701263.2 DIA-701263.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Cambridge	VS 6, SC 1000	10-adrig 10-lead	DIA-701285.3 DIA-701285.2 DIA-701285.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	







Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
Cambridge	CM 6000, CM 6400	10-adrig 10-lead	DIA-401060.3 DIA-401060.2 DIA-401060.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Cardioline	Delta 1, 3, 30, 60 Delta 1 Plus, Delta 3 Plus Delta 60 Plus	10-adrig 10-lead	DIA-801494.3 DIA-801494.2 DIA-801494.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Cardioline	alle Cardiette Typen all Cardiette types, EKG 100L EKG 100S, EKG 100+, EKG 200S, EKG 200+	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Cardioline	E 1, 1 R/3, Delta 300/360	10-adrig 10-lead	DIA-701285.3 DIA-701285.2 DIA-701285.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Cardionics	Ale EKG Typen, All ECG Types	10-adrig 10-lead	DIA-701285.3 DIA-701285.2 DIA-701285.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Cardiorapid	K-11, K-111, K-112, K-131, K-31, K-33, K-36	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	

Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
ChoiceMMed	OBSERVER MD100A OBSERVER MD100B OBSERVER MD100E	3-adrig 3-lead	DIA-10015	Druckknopf / Snap	
Creative	PC-80B	3-adrig 3-lead	DIA-10023	Druckknopf / Snap	
Custo-med	Custo-Card	10-adrig 10-lead	DIA-401060.3 DIA-401060.2 DIA-401060.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Custo-med	Custo-Norm	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Deگو	Cardiomed 3	10-adrig 10-lead	DIA-401060.3 DIA-401060.2 DIA-401060.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Del Mar / Avionics	910, 920, 930, 940, 942, 950, 960, 970, 980	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	

Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
Dr.Gerhard Schmidt	SmartScript PC-EKG SmartScript PC-ECG	10-adrig 10-lead	DIA-701288.3 DIA-701288.2 DIA-701288.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Dr. Vetter	PC-EKG PC-ECG	10-adrig 10-lead	DIA-601125.3 DIA-601125.2 DIA-601125.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
EDAN	ECG- ECG- SE-1010, SE-601-Series,SE-12- EXPRESS, SE-12, SE-1200-EXPRESS,SE-1, SE-3 Series, ST-1212 Ref. MS1-106902	10-adrig 10-lead	DIA-701288.3 DIA-701288.2 DIA-701288.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Ellettronica Trentina / Cardiette	Cardio Rapid K3 Serie Cardio Rapid series	10-adrig 10-lead	DIA-401060.3 DIA-401060.2 DIA-401060.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Ellettronica Trentina / Cardiette	alle / all Excel Typwen / types Excel, 101, 103, 106 Cardiorapid K-131, Autoruler 12/1, 12/3 Microruler 12/1, 12/3, Microtel	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Ellettronica Trentina / Cardiette	Alle / all ARV-/ ADV- Typen / types AR 1200, AR 1200 ADV, Start 100, 100H, 200, 200HV	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	







Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
Ergoline	Ergoscript, Autoscript, Autoruler, Cardiette EK 3003, EK 3012 Ergoline	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Esaote Biomedica	P80, P 80 white, P 80 mPower, P120	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Fidelity	LP 3000	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Fukuda Denshi	FCP 11/ FX 101, MCP 302, FX 2111, FX 7402, FX 4010, FCP 2155	10-adrig 10-lead	DIA-701285.3 DIA-701285.2 DIA-701285.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Fukuda Denshi	Cardiomax FX-3010, FX-7202, FX-7302, FX-7102, FCP-2201, FCP 2201G, FX101, FX102F, FX 328U, Alpha 500, 501 AX, Alpha 600	10-adrig 10-lead	DIA-101817.3 DIA-101817.2 DIA-101817.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Fukuda ME	Alpha 1000	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	







Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
GE/ Hellige	MAC 400, MAC500, MAC 800, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1600, MAC 2000, Microsmart	10-adrig 10-lead	DIA-101790.3 DIA-101790.2 DIA-101790.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
GE / Hellige	EK 36, EK 41, EK 43, EK 53, EK 56, EK 403, EK 413, EK 512, EK 512 P, EK 512 E CardioSmard, CardioSys, Microlab	10-adrig 10-lead	DIA-401060.3 DIA-401060.2 DIA-401060.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
GE / Hellige	EK 51, Corina	10-adrig 10-lead	DIA-701285.3 DIA-701285.2 DIA-701285.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Honeywell Philips	Cardioplan ER330, CR300, CR330	10-adrig 10-lead	DIA-701285.3 DIA-701285.2 DIA-701285.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Hörmann / MWZ	Bioset 3500 / 3600 / 3700 / 6000 / 8000	10-adrig 10-lead	DIA-401060.3 DIA-401060.2 DIA-401060.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Hörmann / MWZ	Bioset 9000	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	







Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
HP/Agilent/ PHILIPS	Pagerwriter 100, 200, 200i M1770A, M1771A, M1772A Philips Ref.M1770A,M1771A,M1772A	10-adrig 10-lead	DIA-280273.3 DIA-280273.2 DIA-280272.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Innomed	Heart Mirror 3IUKO, Heartscreen 60G, Heart Screen 80G-L, Heart Screen 112 Visit, Heart Screen 112 Clinic, Cardio PC/E	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Kenz	ECG 108/ ECG 110 Cardico 302, 601, 1210, 1211	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Kenz	103, 106	10-adrig 10-lead	DIA-801494.3 DIA-801494.2 DIA-801494.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Kontron	EKG P80	10-adrig 10-lead	DIA-701322.3 DIA-701322.2 DIA-701322.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
LABTECH	ECG, EKG EC-12R, EC-12R/S, EC-12-RM	10-adrig 10-lead	DIA-202010.3	4 mm Banane	

Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
LABTECH	ECG, EKG EC-12R, EC-12R/S, EC-12-RM	10-adrig 10-lead	LZE-701287	Druckknopf / Snap	
NORAV	1200-M, 1200-HR, 1200-HR-T, NHH-1200, 1200-S, NECG-3, NECG3+, NECG-12, NECG-12+, NECG-12c, NECG-12c+,	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Meditech Equipment	EKG 312T EKG 6012	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
MINDRAY	BeneHeart R3, BeneHeart R12 (Ref. 040-001644-00)	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
MESA	CARDIAX PC-EKG (USB) CARDIAX PC-EKG (WiFi) Standard mit 2,1 m Stammkabellänge Standard with 2,1m trunk cable length	10-adrig 10-lead	DIA-191126.3 DIA-191126.2 DIA-191126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
MESA	CARDIAX PC-EKG (WiFi) mit 1,5 m Stammkabellänge with 1,5 m trunk cable length	10-adrig 10-lead	DIA-701263.1W	Druckknopf / Snap	

Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable









Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
Medical Econet	Cardio M Cardio M plus Cardio XP	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Medical Econet	Cardio M PC (USB) PC-EKG Cardio M PC (WiFi) PC-EKG Standard mit 2,1 m Stammkabellänge Standard with 2,1m trunk cable length	10-adrig 10-lead	DIA-191126.3 DIA-191126.2 DIA-191126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Medical Econet	Cardio M PC (WiFi) PC-EKG mit 1,5 m Stammkabellänge with 1,5 m trunk cable length	10-adrig 10-lead	DIA-191126.1W	Druckknopf / Snap	
Medset	Flashlight	10-adrig 10-lead	DIA-191126.3 DIA-191126.2 DIA-191126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Nihon Kohden	Cardiofax Q, Cardiofax 8110,8240,8270,8330,8340,8350,8370, 8420, 8423, 8450, 8453, 8820, 8823, 8830, ,9010K, 9020,9022,9110,9130K, 9132,9620,PEA-1110, 1350,1250 Ref. Nr.: BJ-9020D / K081	10-adrig 10-lead	DIA-701288.3 DIA-701288.2 DIA-701288.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Nihon Kohden	Cardiofax 6353, 6151, 6851	10-adrig 10-lead	DIA-701285.3 DIA-701285.2 DIA-701285.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	

Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel







Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
Polymed	ALPHA 6600, ALPHA 8800	10-adrig 10-lead	DIA-701285.3 DIA-701285.2 DIA-701285.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Reynolds / Spacelabs	Cardiotrack 12, Cardiocollect	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Seca	3000	10-adrig 10-lead	DIA-701285.3 DIA-701285.2 DIA-701285.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
SCHILLER	CS-6, CS-12, CS-6/12, CS-2, AT-3, AT-5, AT-6, AT-10, CS-200 AT-10+, AT-60, AT-100, CS-200 III Schiller Ref. D-109114, Banana Schiller Ref. D 109113, Clip	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
SCHILLER	AT-1, AT-2, AT-2+, AT-4, AT-101, AT-102, AR-102+, AT-104, AT-10+, AT-110, PT-160, CS-200 Excellence Schiller Ref. D 109011, Banana Schiller Ref. D 109026, Clip	10-adrig 10-lead	DIA-701322.3 DIA-701322.2 DIA-701322.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
SCHILLER	MS-2007, MS-2010, MS-2015 Schiller Ref. D 109160, Banana Schiller Ref. D 109161, Clip	10-adrig 10-lead	DIA-701322.3 DIA-701322.2 DIA-701322.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	





Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
SCHILLER	MS-12, FT-1 Ref. D 109165	10-adrig 10-lead	DIA-2310317.3 DIA-2310317.2 DIA-2310317.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Schwarzer	Cardos 6	10-adrig 10-lead	DIA-401060.3 DIA-401060.2 DIA-401060.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Schwarzer	Cardos 12, Cardos Light, CU 12	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
SIEMENS	SICARD 440-740, Miracard, Mingocard, Mingophon Mingograf, Mingolog, Mingodoc Sirecard 803, Megacard CARDIOSTAT ab 33, 3T-701-703	10-adrig 10-lead	DIA-401060.3 DIA-401060.2 DIA-401060.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Trismed	Alle Cardipia Typen All Cardipia types	10-adrig 10-lead	DIA-701285.3 DIA-701285.2 DIA-701285.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Welch Allyn	CardioPerfect MD PC-EKG CardioPerfect MD PC-ECG	10-adrig 10-lead	DIA-401060.3 DIA-401060.2 DIA-401060.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	

Diagnose – EKG – 10 adrige EKG-Komplettkabel Diagnostic – ECG – 10 lead ECG complete cable



Hersteller Manufacturer	EKG-Gerätetyp ECG Device Type	Leitungen Leads	Komplettkabel Complete Cable Art.Nr. - REF	Stecker plug	Geräte-Stecker Device Connector
Welch Allyn	CardioPerfect PRO PC-EKG CardioPerfect PRO PC-ECG	10-adrig 10-lead	DIA-701287.3 DIA-701287.2	4 mm Banane Klammer / Clip	
Welch Allyn	CP50, CP 150, CP250	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Zimmer Medizinsysteme	Cardio 1	10-adrig 10-lead	DIA-401060.3 DIA-401060.2 DIA-401060.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	
Zimmer Medizinsysteme	CardioSys, Cardio Pro, Cardio Air, Cardio Smart,	10-adrig 10-lead	DIA-601126.3 DIA-601126.2 DIA-601126.1	4 mm Banane Klammer / Clip Druckknopf / Snap	

Alle Angaben entsprechen den Kenntnissen zum Druckzeitpunkt. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung sind vorbehalten

All information is representing the technical product status at date of printing. Changes due to technical advancement are subject to modification of amendment



MESA Medizintechnik GmbH
Schärfelmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Phone: +49-(0)8857-6918-0
Fax: +49-(0)8857-6918-29
Email: info@mesamed.de
Homepage: www.mesamed.de

Langzeit-EKG-Patientenkabel

Snap

AHA

2-/3-Channel

Druckknopf

2-/3-Kanal

Holter ECG patient cable

IEC

Das Qualitätsprogramm für die MEDIZINTECHNIK
The quality program for MEDICAL TECHNOLOGY

Rev.A11-2022

Langzeit-EKG-Kabel – Holter ECG cable

Langzeit-EKG-Komplettkabel - Holter ECG complete cable



Langzeit-EKG-Stammkabel mit DIN-Weiche ECG Holter trunk cable with DIN yoke






DIN-EKG-Patientenleitungen – DIN ECG leadwire sets Druckknopf - Snap






Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / REF Länge / Length
MESA	Verschiedene Hersteller mit DIN-Direktanschluss am EKG-Rekorder / Various manufacturer with DIN Yoke directly at ECG recorder	5-adrig 5-lead			verschiedene Hersteller / various manufacturers	ADD-601131 60cm ADD-801436 100cm
MESA	Verschiedene Hersteller mit DIN-Direktanschluss am EKG-Rekorder / Various manufacturers with DIN Yoke directly at ECG recorder	7-adrig 7-lead			verschiedene Hersteller / various manufacturers	ADD-601132 60cm ADD-801438 100cm
MESA LABTECH	CARDIOSPY EC-2H (IRDA –Version V4)	5-adrig 5-lead Set		LZE-701273 90 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available



Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / REF Länge / Length
MESA LABTECH	CARDIOSPY EC-2H (BlueTooth™ Version)	5-adrig 5-lead		LZE-701281 80 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available
MESA LABTECH	CARDIOSPY EC-3H (IRDA –Version V4)	7-adrig 7-lead Set		LZE-701272 90 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available
MESA LABTECH	CARDIOSPY EC-3H (BlueTooth™ Version)	7-adrig 7-lead		LZE-701283 80 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available



Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / REF Länge / Length
MESA LABTECH	CARDIOSPY EC-12H (BlueTooth™ Version)	10-adrig 10-lead		LZE-701287 100 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available
MESA LABTECH	CARDIOSPY EC-3H /EC-12H (BlueTooth™ Version) NEHB ECG cable, 80 cm	4-adrig 4-lead		LZE-701285 100 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available
Beneware Medical	CardioTrak ECG-Holter	5-adrig 5-lead		LZE-901801 90 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available



Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / REF Länge / Length
Beneware Medical	CardioTrak ECG-Holter	7-adrig 7-lead		LZE-901802 90 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available
Beneware Medical	CardioTrak ECG-Holter	10-adrig 10-lead		LZE-901803 90 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available



Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / REF Länge / Length
Biomedical Systems	BMS 300	5-adrig 5-lead		LZE-601303 90 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available
Customed	Custoport 3.Generation, R6 neu (V3) Custo Flash 100 / Custo Flash 200 / Custo Screen 200	5-adrig 5-lead		LZE-601170 150 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available



Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / REF Länge / Length
DATRIX	VX 3+	5-adrig 5-lead		LZE-601303 90 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available
GE / Getemed	CMS 2000 / CMS 3000 / Cardio MEM	5-adrig 5-lead		LZE-601128 150cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available



Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / REF Länge / Length
Marquette Rozinn	Recorder 8500 Model 151	7-adrig 7-lead		nicht verfügbar / not available	LZE-601125 90 cm	ADD-601132 60 cm ADD-801438 100 cm
Medical ECONET	Cardio M-Holter	5-adrig 5-lead		LZE-901801 90 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available




Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / REF Länge / Length
Medical ECONET	Cardio M Holter	7-adrig 7-lead		LZE-901802 90 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available
Medical ECONET	Cardio M Holter	10-adrig 10-lead		LZE-901803 90 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available




Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / REF Länge / Length
Medset	Cardiolight FMC – Version E Medset Ref. CLR-PKF/AAZ 1599-01	5-adrig 5-lead		LZE-101729 150 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available
Reynolds	Lifecard CF kein / no Clip Reynolds Ref. 46-0480 (51800)	3-adrig 3-lead		LZE-601139	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available
Reynolds	Lifecard CF mit / with Clip Reynolds Ref. 46-0418 (51805)	3-adrig 3-lead		LZE-601140	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available


Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Stammkabel / Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / REF Länge / Length
Medset	Telesmart H	5-adrig 5-lead Set		LZE-101730	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available
Schiller	medilog AR4 plus / FD5 plus / AR12 plus Schiller Ref. 516178 (2.400160)	5-adrig 5-lead		LZE-001668 85 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available
Schiller	MT-100 Schiller Ref. 145301 (2.400.092)	5-adrig 5-lead		LZE-001662 100 cm	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available

Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / REF Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / REF Länge / Length
Schiller	<p>MT-101 Schiller Ref 145603 (2.400103)</p> <p>Originalkabel</p>	4-adrig 4-lead		<p>LZE-001664 100 cm</p>	nicht verfügbar / not available	nicht verfügbar / not available

Alle Angaben entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Druckzeitpunkt. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung sind vorbehalten
All information is representing the technical product status at date of printing. Changes due to technical advancement are subject to modification of amendment



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Phone: +49-(0)8857-6918-0
Fax: +49-(0)8857-6918-29
Email: info@mesamed.de
Homepage: www.mesamed.de

Überwachungs-EKG - Stammkabel mit EKG-Patientenleitungen und EKG-Komplettkabel
Monitoring-ECG – Trunk cable with patient leads and complete ECG cable

Monitoring ECG

Clip

Snap

Klammer

ECG patient cable

Druckknopf

EKG-Patientenkabel

Überwachungs-EKG

IEC / AHA

Das Qualitätsprogramm für die MEDIZINTECHNIK
The quality program for MEDICAL TECHNOLOGY



Rev. A11-2022

Überwachungs-EKG-Kabel – Monitoring ECG cable

EKG-Stammkabel zum Anschluss von EKG-Patientenleitungen - ECG trunk cable for connection of ECG leadwire sets









EKG-Patientenleitungen – ECG leadwire sets
Klammer oder Druckknopf / Clip or snap

EKG-Komplettkabel - ECG complete cable
Klammer oder Druckknopf / Clip or snap












Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätstecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
MESA	Verschiedene Hersteller mit EKG-Stammkabel und VS-Blocksystem-Weiche / various manufacturer with ECG trunk cable and with VS system yoke	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	Verschiedene Hersteller / various manufactures	<p>ADK-101410</p>  <p>VS-System</p>	
MESA	Verschiedene Hersteller mit EKG-Stammkabel und VS-Blocksystem-Weiche / various manufacturer with ECG trunk cable and with VS system yoke	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	Verschiedene Hersteller / various manufacturers z.B. Dräger / Siemens Ref. M35360 / 5720030	<p>ADK-101420</p>  <p>VS-System</p>	
MESA	Verschiedene Hersteller mit EKG-Stammkabel und VS-Blocksystem-Weiche / various manufacturer with ECG trunk cable and with VS system yoke	5-adrig Klammer, 5-lead clip, IEC	Verschiedene Hersteller / various manufacturers	<p>ADK-101440</p>  <p>VS-System</p>	










Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Mindray	PM7000 / PM8000 / PM9000	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	<p>MON-141004.14</p> 	<p>ADK-150930</p>  <p>VS System</p>	
Mindray	PM7000 / PM8000 / PM9000	5-adrig Klammer, 5-lead clip, IEC	<p>MON-141005.24</p>  <p>Mindray Ref. 0010-3-12256</p>	<p>ADK-150950</p>  <p>VS System</p> <p>Mindray Ref. 0010-30-42730</p>	
GE/ Datex- Ohmeda	AS/3, CS/3, Cardiocap II, Satlite Plus S5	3-adrig, Klammer, 3-lead clip IEC	<p>MON-141001.14</p>  <p>GE / Datex Ref. 545300</p>	<p>ADK-150130</p>  <p>GE / Datex Ref. 545315</p>	












Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
GE/ Marquette	Eagle, Solar, Dash Monitor, MAC-Lab, Cath Lab, Datex-Ohmeda M-Prestn & “E” modules	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	<p>MON-141002.14</p>  <p>GE Ref. 2017003-003</p>	<p>ADK-150330</p>  <p>nur 3-adrig, only 3-lead GE Ref. 412682-003</p>	
HP, Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	3-adrig Klammer, 3-lead clip, 12-Pin, IEC	<p>MON-801560.14</p>  <p>Philips Ref. M1510A</p>	<p>ADK-901530</p>  <p>Philips Ref. M1613A</p>	
HP/Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, 12-Pin, IEC	<p>MON-801560.24</p>  <p>Philips Ref. M1530A</p>	<p>ADK-901550</p>  <p>Philips Ref. M1633A</p>	










Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Bionet	BM3	3-adrig Druckknopf, 3-lead snap, IEC	 MON-150010.14	 ADK-150020	
Bionet	BM5	5-adrig Druckknopf, 5-lead snap, IEC	 MON-150030.251	Komplettkabel Complete Cable	
HP/Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	3-adrig Klammer, 3-lead clip, 8-Pin, IEC	 MON-801570.14 Philips Ref. M1590A	 ADK-901530 Philips Ref. M1613A	
HP/Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, 8-Pin, IEC	 MON-801570.24 Philips Ref. M1610A	 ADK-901550 Philips Ref. M1633A	








Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, Intellivue	3-adrig Klammer, 3-lead, clip, 12-Pin, IEC	 Philips Ref. M1669A	 Philips Ref. M1672A PHI-M1678A (Original-Leitungen mit HF-Filter/ Original leadwires with HF filter)	
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, Intellivue	5-adrig Klammer, 5-lead clip, 12-Pin, IEC	 Philips Ref. M1668A	 Philips Ref. M1971A	
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, IntelliVue	3-adrig Klammer 3-lead clip, 12-Pin, HF-Filter, IEC	 Originalkabel Philips Ref. 989803170171	 Philips Ref. M1672A	







Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Philips	<p>Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, IntelliVue</p>	<p>5-adrig Klammer 5-lead clip, 12-Pin, HF-Filter, IEC</p>	<p>PHI-989803170181</p>  <p>Originalkabel Philips Ref. 989803170181</p>	<p>ADK-121550</p>  <p>Philips Ref. M1971A</p>	
Philips	<p>MX40 Serie Dieses Adapterkabel verbindet die MX40 Patientenmonitor Serie mit allen IntelliVue kompatiblen DIN EKG-Patientenleitungen und 8-poligen SpO2-Sensoren</p>	<p>3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC</p> <p>5-adrig Klammer 5-lead clip, IEC</p>	 <p>Nicht lieferbar / Not available</p>	<p>ADK-121530</p>  <p>Philips Ref. M1672A</p> <p>ADK-121550</p>  <p>Philips Ref. M1971A</p>	





Überwachungs – EKG Monitoring – ECG












Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Dräger/ Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5er Block auf 3-adrig, Klammer 3-lead to 5-lead block, clip, IEC, dual pin	<p>MON-801530</p>  <p>Dräger Ref. 3368391</p>	<p>ADK-101430</p>  <p>Dräger Ref. MP03411</p>	
Dräger/ Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, IEC, dual pin	<p>MON-801530</p>  <p>Dräger Ref. 3368391</p>	<p>ADK-101450</p>  <p>Dräger Ref. MP03413</p>	

Überwachungs – EKG Monitoring – ECG










Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Dräger / Siemens	Alle Multimed Pod Kabel-Systeme / dual pin All Multimed Pod cable systems / dual pin	HF-Block, dual pin	<p>DRÄ-5947226</p>  <p>Original</p>	<p>ADK-101430 ADK-101450</p>	
Dräger / Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5er Block auf 3-adrig, Klammer, 3-lead clip onto 5-lead block, HF-Filter, IEC, single pin	<p>MON-801540</p>  <p>Dräger Ref. MS20093</p>	<p>ADK-101530</p>  <p>Dräger Ref. Ref. MP03401</p>	

Überwachungs – EKG Monitoring – ECG

Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF MON-801540	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF ADK-101550	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Dräger / Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, HF-Filter, IEC, single pin	  Dräger Ref. MS20093	 Dräger Ref. MP03403	
Medical Econet	Compact 5	3-adrig Klammer, 3-lead snap, IEC	MON-150010.14 	ADK-150020 	
Medical Econet	Compact 7 / Compact 9	5-adrig Klammer, 5-lead snap, IEC	MON-150030.251 	Komplettkabel Complete cable	

Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Nihon Kohden	Life Scope I: BSM-2301 / BSM-2303 Life Scope L: BSM-2350 / BSM 2351 / BSM-4103 / BSM-4113 Life Scope A: BSM-5105 / BSM-5135 / Life Scope TR: BSM-6301 / BSM.-6501 / BSM-6701 Life Scope J: BSM-9101 Life Scope M: BSM-9510 Life Scope S: BSM-9800	4er Block auf 3-adrig Klammer, 3-lead clip onto 4-lead block, IEC	 Nihon Kohden Ref. K922 (JC-906P)	 Nihon Kohden Ref. K911 (BR-903P)	
Medtronic/ Physio Control	Lifepak12 / Lifepak 20E / Lifepak 15	3-adrig Druckknopf, 3-lead snap, IEC	 Medtronic Ref. 11110-000030	Komplettkabel Complete Cable	
Medtronic/ Physio Control	Lifepak12 / Lifepak 20E / Lifepak 15	5-adrig Druckknopf, 5-lead snap, IEC	 Medtronic Ref. 11110-000067	Komplettkabel Complete Cable	

Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Alle Angaben entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Druckzeitpunkt. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung sind vorbehalten
All information is representing the technical product status at date of printing. Changes due to technical advancement are subject to modification of amendment



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern

Phone: +49-(0)8857-6918-0
Fax: +49-(0)8857-6918-29
Email: info@mesamed.de
Homepage: www.mesamed.de