

Langzeit-EKG – Komplettkabel und Stammkabel mit austauschbaren Leitungen
Holter- ECG – Complete Cable and Trunk Cable with Removable Leads

Langzeit-EKG-Patientenkabel

Snap

2-/3-Channel

2-/3-Kanal

AHA

Druckknopf

Holter ECG patient cable

IEC

Das Qualitätsprogramm für die MEDIZINTECHNIK
The quality program for the MEDICAL TECHNOLOGY

Rev.A06-2018

Langzeit-EKG – Komplettkabel und Stammkabel mit austauschbaren Leitungen

Holter- ECG – Complete Cable and Trunk Cable with Removable Leads

Langzeit – EKG Holter – ECG



Langzeit-EKG-Kabel – Holter ECG cable

Langzeit-EKG-Komplettkabel - Holter ECG complete cable



Langzeit-EKG-Stammkabel mit DIN-Weiche ECG Holter trunk cable with DIN yoke





DIN-EKG-Patientenleitungen – DIN ECG leadwire sets Druckknopf - Snap





Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / P/N Länge / Length
MESA	Verschiedene Hersteller mit DIN-Direktanschluss am EKG-Rekorder / Various manufacturer with DIN Yoke directly at ECG recorder	5-adrig 5-lead			Verschiedene Hersteller / Various manufacturer	ADD-601131 60cm ADD-801436 100cm
MESA	Verschiedene Hersteller mit DIN-Direktanschluss am EKG-Rekorder / Various manufacturers with DIN Yoke directly at ECG recorder	7-adrig 7-lead			Verschiedene Hersteller / Various manufacturers	ADD-601132 60cm ADD-801438 100cm




Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / P/N Länge / Length
MESA	CARDIOSPY EC-2H (IRDA – V4)	5-adrig 5-lead Set		LZE-701273 90 cm		
MESA	CARDIOSPY EC-2H (BT – V5)	5-adrig 5-lead		LZE-701281 80 cm		



Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / P/N Länge / Length
MESA	CARDIOSPY EC-3H (IRDA – V4)	7-adrig 7-lead Set		LZE-701272 90 cm		
MESA	CARDIOSPY EC-3H (BT – V5)	7-adrig 7-lead		LZE-701283 80 cm		
MESA	CARDIOSPY EC-12H (BT – V5)	10-adrig 10-lead		LZE-701287 100 cm		

Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / P/N Länge / Length
Beneware Medical	CardioTrak ECG-Holter	5-adrig 5-lead		LZE-901801 90 cm		
Customed	Custoport 3.Generation, R6 neu (V3) Custo Flash 100 / Custo Flash 200 / Custo Screen 200	5-adrig 5-lead		LZE-601170 150 cm		

Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / P/N Länge / Length
GE / Getemed	CMS 2000 / CMS 3000 / Cardio MEM	5-adrig 5-lead		LZE-601128 150cm		
Marquette Rozinn	Recorder 8500 Model 151	7-adrig 7-lead			LZE-601125 90 cm	ADD-601132 60 cm ADD-801438 100 cm



Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / P/N Länge / Length
Medical Econet	Cardio M-Holter	5-adrig 5-lead		LZE-901801 90 cm		
Medset	Cardiolight FMC – Version E Medset Ref. CLR-PKF/AAZ 1599-01	5-adrig 5-lead		LZE-101729 150 cm		



Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / P/N Länge / Length
Reynolds	Lifecard CF kein / no Clip Reynolds Ref. 46-0480 (51800)	3-adrig 3-lead		LZE-601139		
Reynolds	Lifecard CF mit / with Clip Reynolds Ref. 46-0418 (51805)	3-adrig 3-lead		LZE-601140		



Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / P/N Länge / Length
Medset	Telesmart H	5-adrig 5-lead Set		LZE-101730		
Schiller	medilog AR4 plus / FD5 plus / AR12 plus Schiller Ref. 516178 (2.400160)	5-adrig 5-lead		LZE-001668 85 cm		

Langzeit – EKG Holter – ECG



Hersteller / Manufacturer	Gerätemodell / Device model code	Typ Type	Abbildung / Picture	Komplettkabel / Complete cable Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Stammkabel Trunk cable DIN yoke Art.Nr. / P/N Länge / Length	DIN-Leitungen/ DIN leadwire sets Art.Nr. / P/N Länge / Length
Schiller	<p align="center">MT-100 Schiller Ref. 145301 (2.400.092)</p>	<p align="center">5-adrig 5-lead</p>		<p align="center">LZE-001662 100 cm</p>		
Schiller	<p align="center">MT-101 Schiller Ref 145603 (2.400103) Originalkabel</p>	<p align="center">4-adrig 4-lead</p>		<p align="center">LZE-001664 100 cm</p>		