



www.mesamed.de

EKG-Kabel für Physio Control Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20E Defibrillator



Art.Nr. MON-120110

EKG-Stammkabel Typ Physio Control Lifepak 12
Lifepak 15, Lifepak 20E Defibrillator, IEC,
für 12-Kanal-EKG mit 4er Weiche für Extremitätenkabel
und 6er Weiche für Brustwandkabel, Länge 2,4 m (mit Widerstand)
Ref.Nr. 11110-000110 (bzw. Ref.Nr. 11110-000111 mit 1,5 m Länge)

Art.Nr. ADD-120110.4

EKG-Adapterkabel Typ Physio Control Lifepak 12, Ref.Nr. 11110-000104
Lifepak 15, Lifepak 20E Defibrillator, IEC
mit steckbarem 4-poligen Extremitätenkabel, mit Druckknopf, IEC,
zum Anschluss an Stammkabel MON-120110, Ref.Nr. 11110-000110

Art.Nr. ADD-120110.6

EKG-Adapterkabel Typ Physio Control Lifepak 12, Ref.Nr. 11110-000105
Lifepak 15, Lifepak 20E Defibrillator, IEC
mit steckbarem 6-poligen Brustwandkabelkabel, mit Druckknopf, IEC,
zum Anschluss an Stammkabel MON-120110, Ref.Nr. 11110-000110


Information:

Das EKG-Stammkabel Art.Nr. MON-120110 (Ref.Nr. 11110-000110)
und die steckbaren 4-poligen Extremitätenkabel Art.Nr. ADD-120110.4
(Ref.Nr. 11110-000104) ergeben das Lifepak Original EKG-Stammkabel
mit integrierten 4-poligen Extremitätenkabel Ref.Nr. 11111-000021




www.mesamed.de

EKG-Kabel für Physio Control Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20E Defibrillator



Art.Nr. MON-120110.151

EKG-Komplettkabel Typ Physio Control Lifepak 12
Lifepak 15, Lifepak 20E Defibrillator, IEC,
mit integriertem 3-poligen Extremitätenkabel
mit Druckknopf, IEC, Ref.Nr.11110-000030



Art.Nr. MON-120110.251

EKG-Komplettkabel Typ Physio Control Lifepak 12
Lifepak 15, Lifepak 20E Defibrillator, IEC,
mit integriertem 4-poligen Extremitätenkabel plus
1-poligen Brustwandkabel, mit Druckknopf, IEC,
Ref.Nr.11110-000067

Lifepak ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Medtronic

MESA Medizintechnik GmbH

Schärflmühlweg 4

D-83671 Benediktbeuern

Tel.: +49 (0) 8857 – 6918-0

Fax: +49 (0) 8857 – 6918-29

Email: info@mesamed.de

www.mesamed.de

Rev.A02-2012