

Überwachungs-EKG - Stammkabel mit EKG-Patientenleitungen und EKG-Komplettkabel
Monitoring-ECG – Trunk cable with patient leads and complete ECG cable

Monitoring ECG

Clip

Snap

Klammer

ECG patient cable

Druckknopf

EKG-Patientenkabel

Überwachungs-EKG

IEC / AHA

Das Qualitätsprogramm für die MEDIZINTECHNIK
The quality program for MEDICAL TECHNOLOGY



Rev. A11-2022

Überwachungs-EKG-Kabel – Monitoring ECG cable

EKG-Stammkabel zum Anschluss von EKG-Patientenleitungen - ECG trunk cable for connection of ECG leadwire sets









EKG-Patientenleitungen – ECG leadwire sets
Klammer oder Druckknopf / Clip or snap

EKG-Komplettkabel - ECG complete cable
Klammer oder Druckknopf / Clip or snap












Überwachungs – EKG Monitoring – ECG












Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
MESA	Verschiedene Hersteller mit EKG-Stammkabel und VS-Blocksystem-Weiche / various manufacturer with ECG trunk cable and with VS system yoke	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	Verschiedene Hersteller / various manufactures	<p>ADK-101410</p>  <p>VS-System</p>	
MESA	Verschiedene Hersteller mit EKG-Stammkabel und VS-Blocksystem-Weiche / various manufacturer with ECG trunk cable and with VS system yoke	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	Verschiedene Hersteller / various manufacturers z.B. Dräger / Siemens Ref. M35360 / 5720030	<p>ADK-101420</p>  <p>VS-System</p>	
MESA	Verschiedene Hersteller mit EKG-Stammkabel und VS-Blocksystem-Weiche / various manufacturer with ECG trunk cable and with VS system yoke	5-adrig Klammer, 5-lead clip, IEC	Verschiedene Hersteller / various manufacturers	<p>ADK-101440</p>  <p>VS-System</p>	

Überwachungs – EKG Monitoring – ECG

Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Mindray	PM7000 / PM8000 / PM9000	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	<p>MON-141004.14</p> 	<p>ADK-150930</p>  <p>VS System</p>	
Mindray	PM7000 / PM8000 / PM9000	5-adrig Klammer, 5-lead clip, IEC	<p>MON-141005.24</p>  <p>Mindray Ref. 0010-3-12256</p>	<p>ADK-150950</p>  <p>VS System</p> <p>Mindray Ref. 0010-30-42730</p>	
GE/ Datex- Ohmeda	AS/3, CS/3, Cardiocap II, Satlite Plus S5	3-adrig, Klammer, 3-lead clip IEC	<p>MON-141001.14</p>  <p>GE / Datex Ref. 545300</p>	<p>ADK-150130</p>  <p>GE / Datex Ref. 545315</p>	












Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
GE/ Marquette	Eagle, Solar, Dash Monitor, MAC-Lab, Cath Lab, Datex-Ohmeda M-Prestn & “E” modules	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	MON-141002.14  GE Ref. 2017003-003	ADK-150330  nur 3-adrig, only 3-lead GE Ref. 412682-003	
HP, Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	3-adrig Klammer, 3-lead clip, 12-Pin, IEC	MON-801560.14  Philips Ref. M1510A	ADK-901530  Philips Ref. M1613A	
HP/Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, 12-Pin, IEC	MON-801560.24  Philips Ref. M1530A	ADK-901550  Philips Ref. M1633A	










Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Bionet	BM3	3-adrig Druckknopf, 3-lead snap, IEC			
Bionet	BM5	5-adrig Druckknopf, 5-lead snap, IEC		Komplettkabel Complete Cable	
HP/Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	3-adrig Klammer, 3-lead clip, 8-Pin, IEC	 Philips Ref. M1590A	 Philips Ref. M1613A	
HP/Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, 8-Pin, IEC	 Philips Ref. M1610A	 Philips Ref. M1633A	







Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, Intellivue	3-adrig Klammer, 3-lead, clip, 12-Pin, IEC	 MON-121580.14 Philips Ref. M1669A	 ADK-121530 Philips Ref. M1672A PHI-M1678A (Original-Leitungen mit HF-Filter/ Original leadwires with HF filter)	
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, Intellivue	5-adrig Klammer, 5-lead clip, 12-Pin, IEC	 MON-121580.24 Philips Ref. M1668A	 ADK-121550 Philips Ref. M1971A	
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, IntelliVue	3-adrig Klammer 3-lead clip, 12-Pin, HF-Filter, IEC	 PHI-989803170171 Originalkabel Philips Ref. 989803170171	 ADK-121530 Philips Ref. M1672A	






Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Dräger/ Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5er Block auf 3-adrig, Klammer 3-lead to 5-lead block, clip, IEC, dual pin	<p>MON-801530</p>  <p>Dräger Ref. 3368391</p>	<p>ADK-101430</p>  <p>Dräger Ref. MP03411</p>	
Dräger/ Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, IEC, dual pin	<p>MON-801530</p>  <p>Dräger Ref. 3368391</p>	<p>ADK-101450</p>  <p>Dräger Ref. MP03413</p>	









Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Dräger / Siemens	Alle Multimed Pod Kabel-Systeme / dual pin All Multimed Pod cable systems / dual pin	HF-Block, dual pin	<p>DRÄ-5947226</p>  <p>Original</p>	<p>ADK-101430 ADK-101450</p>	
Dräger / Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5er Block auf 3-adrig, Klammer, 3-lead clip onto 5-lead block, HF-Filter, IEC, single pin	<p>MON-801540</p>   <p>Dräger Ref. MS20093</p>	<p>ADK-101530</p>  <p>Dräger Ref. Ref. MP03401</p>	








Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF MON-801540	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF ADK-101550	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Dräger / Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, HF-Filter, IEC, single pin	 Dräger Ref. MS20093	 Dräger Ref. MP03403	
Medical Econet	Compact 5	3-adrig Klammer, 3-lead snap, IEC	MON-150010.14 	ADK-150020 	
Medical Econet	Compact 7 / Compact 9	5-adrig Klammer, 5-lead snap, IEC	MON-150030.251 	Komplettkabel Complete cable	

Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Nihon Kohden	Life Scope I: BSM-2301 / BSM-2303 Life Scope L: BSM-2350 / BSM 2351 / BSM-4103 / BSM-4113 Life Scope A: BSM-5105 / BSM-5135 / Life Scope TR: BSM-6301 / BSM.-6501 / BSM-6701 Life Scope J: BSM-9101 Life Scope M: BSM-9510 Life Scope S: BSM-9800	4er Block auf 3-adrig Klammer, 3-lead clip onto 4-lead block, IEC	 MON-141003.24 Nihon Kohden Ref. K922 (JC-906P)	 ADK-150530 Nihon Kohden Ref. K911 (BR-903P)	
Medtronic/ Physio Control	Lifepak12 / Lifepak 20E / Lifepak 15	3-adrig Druckknopf, 3-lead snap, IEC	 MON-120110.151 Medtronic Ref. 11110-000030	Komplettkabel Complete Cable	
Medtronic/ Physio Control	Lifepak12 / Lifepak 20E / Lifepak 15	5-adrig Druckknopf, 5-lead snap, IEC	 MON-120110.251 Medtronic Ref. 11110-000067	Komplettkabel Complete Cable	

Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Alle Angaben entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Druckzeitpunkt. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung sind vorbehalten
All information is representing the technical product status at date of printing. Changes due to technical advancement are subject to modification of amendment



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern

Phone: +49-(0)8857-6918-0
Fax: +49-(0)8857-6918-29
Email: info@mesamed.de
Homepage: www.mesamed.de