

qualitativ

kompakt

funktionell

Gerätewagen

stabil


flexibel

mobil

EKG-Gerätewagen MW-1000-44

Universal-Gerätewagen MW-1000-44:

- Der stabile Wagenboden und die zwei Ablageplatten sind für die Aufnahme von Notebook, Stand Alone EKGs, Pumpe der Elektroden-Sauganlage, Defibrillator, Drucker und anderen medizintechnischen Geräten konzipiert.
- Lackierung der höhenverstellbaren Arbeitsplatten in belastungsfähiger Pulverbeschichtung (Farbe grau RAL 7035)
- Seitenprofile in robuster Leichtmetallausführung, Korb für Zubehör als Standardausführung im Lieferumfang enthalten
- Elektroden-Sauganlagen vieler Hersteller und EKG-Kabelarme sind problemlos zu montieren.
- Mobil durch Rollen (2 Stück fixierbar), dadurch wird eine hohe Standfestigkeit und Mobilität garantiert.
- Abmessungen Gerätewagen Typ MW-1000-44: 100 x 44 x 46 cm (H x B x T), Gewicht: ca. 10 kg



Wagen MW-1000-44 mit EKG-Kabelhalterung



Wagen MW-1000-44 mit Elektroden-Sauganlage

- EKG-Kabel oder Elektroden-Sauganlagen sind mit speziellen Halterungen am MW-1000-44 Gerätewagen montierbar.

Andere Gerätewagenmodelle

- Gerätewagen für z.B. Ergometrie-Messplätze und Monitor-Systeme sind ebenfalls lieferbar.



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de