




MESA MEDIZINTECHNIK GMBH  
SCHÄRFLMÜHLWEG 4  
D-83671 BENEDIKTBEUERN  
TEL.: 08857 – 6918-0  
FAX: 08857 – 6918-29  
EMAIL: INFO@MESAMED.DE  
WWW.MESAMED.DE

Neu ab  
August



NEU bei MESA | 

MS 1000 SpotLife®  
Vitalparameter-Monitor Serie

## PUL-20110



MS 1000 SpotLife® OX Vitalparameter-Monitor.  
Mit Anzeige von SpO2, Pulsrate, Perfusionsindex,  
Pulsweile und Photoplethysmogramm.  
Helles, großes TFT LCD Farbdisplay.  
Deutsche Menüführung und Bedienungsanleitung.  
Mit SpO2 Fingersensor für Erwachsene.

## PUL-20111



MS 1100 SpotLife® NP Vitalparameter-Monitor.  
Mit Anzeige von SpO2, Pulsrate, Perfusionsindex,  
Pulsweile und noninvasiver Blutdruck.  
Helles, großes TFT LCD Farbdisplay.  
Deutsche Menüführung und Bedienungsanleitung.  
Mit SpO2 Fingersensor für Erwachsene und  
Standard Blutdruckmanschette.

- Versandkosten:
- Mindermengenzuschlag:
- AGB's:

Innerhalb Deutschlands berechnen wir € 8,50 (Gewicht bis 4kg) zzgl. gesetzl. MwSt.  
Bei Bestellungen unter €50,- berechnen wir eine Aufwandspauschale von € 10,---  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Download: [hier klicken](#))

## ... Zubehör für die MS 1000 Monitorserie:



Modul zur Temperaturmessung mit Infrarotthermometer.  
Anzeige erfolgt über MS 1000 oder MS 1100 Vitalparameter-Monitor.  
(bitte bei Gerätebestellung mit angeben, da das Modul nicht nachrüstbar ist)



Fahrstativ MW-1100-70 mit 5 Rollen, 2 Zubehörkörben  
und Adapterplatte.  
Passend für die Monitorserie MS 1000.



Umfassendes Portfolio an SpO2 Sensoren.  
Passend für die Monitorserie MS 1000.



Blutdruckmanschetten  
Passend für den MS 1100 Vitalparameter-Monitor.