

qualitativ

kompakt

funktionell

Fahrstativ

stabil

flexibel

mobil

**Fahrstativ MW-1100-70
für MS 1000 Spotlife®**

Fahrstativ MW-1100-70:

- Die stabile Konstruktion als Einsäulen-Fahrstativ mit zwei Zubehör-Körben ist für die Montage der Monitore der MS 1000, MS 1100, MS 1200 und MS 1300 Spotlife® - Serie konzipiert.
- Höhenverstellbare Montage der Körbe und stabile Adapterplatte zur Montage der Monitore
- Mobil durch 5 Rollen, davon 2 Rollen fixierbar ergeben hohe Standfestigkeit
- Abmessungen Fahrstativ MW-1100-70: 110 x 70 x 70 cm (H x B x T), Gewicht: ca. 10 kg



- Die Spotlife® Monitore werden auf der Adapterplatte mit 4 Stück Rändelschrauben fixiert. Dies ermöglicht den schnellen Abbau zur hygienischen Aufbereitung.

Andere Gerätewagenmodelle

- Gerätewägen für z.B. EKG-Systeme sind ebenfalls in verschiedenen Ausführungen lieferbar



MESA Medizintechnik GmbH
Schärfmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de



Abb. Monitor-Adapterplatte