

Pulswelle

SpO₂

Farbdisplay

Sauerstoff-Sättigung

Pulsoximeter+Kapnograph

CO₂

kompakt

mobil

**Hand Held Pulsoximeter MS 900
mit integrierter Kapnographie**



Das Hand Held Pulsoximeter MS900 ist ein Kombinationsgerät als Pulsoximeter mit integriertem Kapnograph. Das Gerät bietet verlässlich und schnell die Pulsfrequenz, den Sauerstoffgehalt und alle relevanten Parameter der Kapnographie. Der in der Helligkeit regelbare 7,5 cm OLED Farb-Display zeigt die ermittelten Werte gut ablesbar an.



Spezifikationen MS900 Typ PC-900B Hand Held Pulsoximeter und Kapnograph

- Sehr kompakt und leicht mit extrem einfacher Benutzerschnittstelle
- Klares 7,5 cm TFT-Farbdisplay
- Temperatur-, Druckausgleichsystem und Null-Nachstellsystem
- Ausgeglichene Gaskompensation minimiert den Einfluss auf andere Gase
- Lungendruck- und Temperaturkompensation (BTPS-Kompensation) verfügbar
- Geeignet für intubierte oder nicht intubierte Patienten
- Pumpendurchflussrate einstellbar für Probenleitungen für Erwachsene und Kleinkinder und Proben mit geringem Durchfluss
- Wasserfilter speziell für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Einstellbare akustische und visuelle Alarmer für das Überschreiten von Grenzwerten und Apnoe
- Der 24-Stunden-Grafiktrend kann nach dem Ausschalten gespeichert werden
- Standard mit MoveOxy SpO2 (optional Nellcor OxiMAX SpO2)
- Integrierte Lithium-Ionen-Akkus mit bis zu 10 Stunden Arbeitszeit
- USB-Konnektivität für die Datenübertragung
- Gewicht: 0,6 kg
- Abmessungen: 70 x 160 x 40 mm (BxHxT)



MESA Medizintechnik GmbH
Schärfmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifiziertem Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO. Sie tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen die Richtlinien MPG 93/42/EWG