



www.mesamed.de

**PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren
und Zubehör - Temperatursonden
(Rev.A04-2018)**

EKG-Stammkabel



Art.Nr. MON-801560.14

3-poliges EKG-Stammkabel,
12-pin Stecker, IEC, Philips Ref. M1510A
zum Anschluss von Art.Nr. ADK-901530



Art.Nr. MON-801560.24


5-poliges EKG-Stammkabel,
12-pin Stecker, IEC, Philips Ref. M1530A
zum Anschluss von Art.Nr. ADK-901550



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

EKG-Stammkabel



Art.Nr. MON-801570.14

3-poliges EKG-Stammkabel,
8-pin Stecker, IEC, Philips Ref. M1590A
zum Anschluss von Art.Nr. ADK-901530



P/N MON-801570.24


5-poliges EKG-Stammkabel,
8-pin Stecker, IEC, Philips Ref. M1610A
zum Anschluss von Art.Nr. ADK-901550



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

EKG-Patientenleitungen



Art.Nr. ADK-901530

Set 3-polige EKG-Patientenleitungen
mit Klammer, 1m Länge, IEC, Philips Ref. M1613A



Art.Nr. ADK-901550

Set 5-polige EKG-Patientenleitungen / Philips
mit Klammer, 1m Länge, IEC, Philips Ref. M1633A



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

EKG-Stammkabel



Art.Nr. MON-121580.14

3-poliges EKG Stammkabel,
12-pin Stecker, IEC, Philips Ref. M1669A
zum Anschluss von Art.Nr. ADK-121530
oder Art.Nr. PHI-989803174201



Art.Nr. MON-121580.24

5-poliges EKG Stammkabel,
12-pin Stecker, IEC, Philips Ref. M1668A
zum Anschluss von Art.Nr. ADK-121550
oder Art.Nr. PHI-989803174211



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

EKG-Patientenleitungen



Art.Nr. ADK-121530

Set 3-polige EKG-Patientenleitungen,
mit Klammer, 1m Länge, IEC,
Philips Ref. M1672A



Art.Nr. ADK-121550

Set 5-polige EKG-Patientenleitungen,
mit Klammer, 1m Länge, IEC,
Philips Ref. M1971A



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

EKG-Patientenleitungen mit HF-Filter



Art.Nr. PHI-M1678A

Set 3-polige OP-EKG-Patientenleitungen / Philips
mit Klammer, 1m Länge, IEC, HF-Filter,
Philips Ref. M1678A (Originalkabel)



Art.Nr. PHI-M1974A

Set 5-polige OP-EKG-Patientenleitungen / Philips
mit Klammer, 1m Länge, IEC, HF-Filter
Philips Ref. M1974A (Originalkabel)



www.mesamed.de

**PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren
und Zubehör - Temperatursonden**

EKG-Stammkabel mit HF-Filter



Art.Nr. PHI-989803170171

3-adriges OP-EKG Stammkabel zu Philips, HF-Filter,
12-poliger Stecker, Länge 2,70 m, AAMI/IEC
Philips Ref. 989803170171 (Originalkabel)
zum Anschluss von
Art.Nr. ADK-121530 oder
Art.Nr. PHI-989803174201

Art.Nr. PHI-989803170181

5-adriges OP-EKG Stammkabel zu Philips, HF-Filter,
12-poliger Stecker, Länge 2,70 m, AAMI/IEC
Philips Ref. 989803170181 (Originalkabel)
zum Anschluss von
Art.Nr. ADK-121550 oder
Art.Nr. PHI-989803174211



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

Einmal-EKG-Patientenleitungen



Art.Nr. PHI-989803174201

Set 3-polige Einmal-EKG-Patientenleitungen / Philips
mit Klammer, 1m Länge, IEC,
1 VE mit 20 Stück,
Philips Ref. 989803174201 (Originalkabel)



Art.Nr. PHI-989803174211


Set 5-polige Einmal-EKG-Patientenleitungen / Philips
mit Klammer, 1m Länge, IEC,
1 VE mit 20 Stück
Philips Ref. 989803174211 (Originalkabel)



www.mesamed.de


PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

SpO2-Adapterkabel



Art.Nr. SPA-5412

SpO2 Adapterkabel / Verlängerung Typ X-5412,
12-pin Stecker auf DB9 zum Anschluss
von Nellcor Oxisensor kompatiblen Sensoren,
Länge 300 cm,
Philips Ref. M1900A, M1900B



Art.Nr. SPA-5416

SpO2 Adapterkabel / Verlängerung Typ X-5416,
8-pin Stecker auf DB9 zum Anschluss
von Nellcor Oxisensor kompatiblen Sensoren,
Länge 110 cm,
Philips Ref. M1943A



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

SpO2-Sensoren



Art.Nr. FM-6212-90

SpO2 Fingerclipsensor FM-6212-90
Nellcor Oxisensor kompatibel, Länge 90 cm,
Anschluss an SpO2-Adapterkabel Art.Nr. **SPA-5412** oder **SPA-5416**



Art.Nr. RM-6212-9

SpO2 SoftTip Sensor RM-6212-90, groß, für Erwachsene,
Nellcor Oxisensor kompatibel, Länge 90 cm
Anschluss an SpO2-Adapterkabel Art.Nr. **SPA-5412** oder **SPA-5416**

Art.Nr. SPR-3212-9 plus

SpO2 SoftTip Sensor 3212-9 plus,
Sensor Ausführung wie Art.Nr. RM-6212-90 und **autoklavierbar**
Anschluss an SpO2-Adapterkabel Art.Nr. **SPA-5412** oder **SPA-5416**

**Weitere Original Nellcor Oximax und Nellcor Oxisensor kompatible
SpO2-Sensoren unter:**

http://www.mesamed.de/mesa-ftp/pdf/ger/Katalog_Nellcor.pdf


Nellcor ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Nellcor Puritan Bennet Inc.



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

SpO2-Adapterkabel



Art.Nr. SPA-5414

SpO2 Adapterkabel / Verlängerung Typ X-5414,
12-pin Stecker auf 8-pin Buchse zum
Anschluss von PHILIPS Monitoring - Sensoren,
Länge 200 cm,
Philips Ref. M1940A



Art.Nr. SPA-5415

SpO2 Adapterkabel / Verlängerung Typ X-5415,
8-pin Stecker auf 8-pin Buchse zum Anschluss
von PHILIPS Monitoring-Sensoren,
Länge 200 cm,
Philips Ref. M1941A



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

SpO2-Sensoren



Art.Nr. SPF-2412

SpO2 Fingerclipsensor Typ F-2412
12-pin Stecker zum
Direktanschluss am Monitor,
Länge 150 cm



Art.Nr. SPF-2414-15

SpO2 Fingerclipsensor Typ F-2414-15
8-pin Stecker zum Direktanschluss am Monitor
oder am Verlängerungskabel Art.Nr. SPA-5415
Länge 150 cm,
Philips Ref. M1191A, M1191B



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

SpO2-Sensoren




Art.Nr. SPR-2412

SpO2 SoftTip Sensor Typ R-2412, groß, für Erwachsene,
12-pin Stecker zum Direktanschluss am Monitor, Länge 360 cm
Philips Ref. M1190A, M1190B

Art.Nr. SPR-2412 plus

SpO2 SoftTip Sensor Typ R-2412 plus
Sensor Ausführung wie Art.Nr. SPR-2412 und **autoklavierbar**
Philips Ref. M1190A, M1190B



Art.Nr. RM-4414-200

SpO2 SoftTip Sensor RM-4414-200, groß, für Erwachsene,
8-pin Stecker zum Direktanschluss am Monitor oder am
Verlängerungskabel Art.Nr. SPA-5414, Länge 200 cm
Philips Ref. M1191A, M1191B

Art.Nr. SPR-2414-15 plus


SpO2 SoftTip Sensor Typ R-2414 plus, Länge 150 cm,
Sensor Ausführung wie Art.Nr. RM-4414-200 und **autoklavierbar**
Philips Ref. M1191A, M1119B



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

SpO2-Sensoren



Art.Nr. RM-4414-300

SpO2 SoftTip Sensor RM-4414-300, groß, für Erwachsene,
8-pin Stecker zum Direktanschluss am Monitor oder am
Verlängerungskabel Art.Nr. SPA-5414, Länge 300 cm
Philips Ref. M1191AL, M1191BL


Art.Nr. SPR-2414-30 plus

SpO2 SoftTip Sensor Typ R-2414-30 plus, Länge 300 cm,
Sensor Ausführung wie Art.Nr. RM-4414-200 und **autoklavierbar**
Philips Ref. M1191AL, M1119BL

**Für weitere PHILIPS Originalsensoren und kompatible
Spo2-Sensoren z.B. SoftTip und SoftTip plus medium,
SoftTip und SoftTip plus small bitten wir um Ihre Anfragen**


PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

SpO2-Einmalsensoren



Art.Nr. DM-4422-1

SpO2-Einmal-Sensor, Nellcor Oxisensor MAX-A kompatibel (kein OXIMAX),
Länge 45 cm, Box a 24 Stück Micro-Foam, Erwachsene - Patientengewicht: >30 kg,
Anschluss an SpO2-Adapterkabel Art.Nr. **SPA-5412** oder **SPA-5416**



Art.Nr. SPD-4422-2

SpO2-Einmal-Sensor Nellcor Oxisensor MAX-P kompatibel (kein OXIMAX),
Länge 45 cm, Box a 24 Stück Micro-Foam, Kinder - Patientengewicht: 10 – 50 kg,
Anschluss an SpO2-Adapterkabel Art.Nr. **SPA-5412** oder **SPA-5416**

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

SpO2-Einmalsensoren



Art.Nr. DM-4422-5

SpO2-Einmal-Sensor, Nellcor Oxisensor MAX-I kompatibel (kein OXIMAX),
Länge 45 cm, Box a 24 Stück Micro-Foam, Erwachsene - Patientengewicht: >30 kg,
Anschluss an SpO2-Adapterkabel Art.Nr. **SPA-5412 oder SPA-5416**



Art.Nr. DM-4422-6

SpO2-Einmal-Sensor, Nellcor Oxisensor MAX-N kompatibel (kein OXIMAX),
Länge 45 cm, Box a 24 Stück Micro-Foam, Neonatal - Patientengewicht: < 3 kg
Anschluss an SpO2-Adapterkabel Art.Nr. **SPA-5412 oder SPA-5416**

**Weitere Original Nellcor Oximax und Nellcor Oxisensor kompatible
SpO2-Sensoren unter:**

http://www.mesamed.de/mesa-ftp/pdf/ger/Katalog_Nellcor.pdf


Nellcor ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Nellcor Puritan Bennet Inc.



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

Wiederverwendbare-Temperatursonden - Direktanschluss



Art.Nr. HP-SAR-275A

Temperatursonde für Erwachsene, Hautoberfläche,
wiederverwendbar, Länge 2,75 m, Ø 18 mm, autoklavierbar,
Philips Ref. 21078A



Art.Nr. HP-SPR-275A

Temperatursonde für Kinder, Hautoberfläche,
wiederverwendbar, Länge 2,75 m, Ø 10 mm, autoklavierbar,
Typ Philips



Art.Nr. HP-SNR-275A

Temperatursonde für Infant/Neonatal, Hautoberfläche,
wiederverwendbar, Länge 2,75 m, Ø 6 mm, autoklavierbar,
Typ Philips



**YSI kompatibles Anschlusskabel und wiederverwendbare
YSI kompatible Temperatursonden auf Anfrage!**



www.mesamed.de

**PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren
und Zubehör - Temperatursonden**

Einmal-Fixierer für Hautoberflächen-Temperatursonden



Art.Nr. TMP-150010


Einmal-Fixierer für
Hautoberflächen-Temperatursonden,
zur Fixierung der Temperatursonden
und zur Reflektion von Umgebungslicht
(dies ermöglicht eine genaue Messung)
1 VE = 12 Stück



www.mesamed.de

PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren und Zubehör - Temperatursonden

Wiederverwendbare Temperatursonden - Direktanschluss



Art.Nr. HP-AR-275A

Temperatursonde für Erwachsene, rektal/oesophageal
wiederverwendbar, Länge 2,75 m, Ø 5,0 mm, autoklavierbar,
Philips Ref. 21075A



Art.Nr. HP-PR-275A

Temperatursonde für Kinder, rektal/oesophageal,
wiederverwendbar, Länge 2,75 m, Ø 4,0 mm, autoklavierbar
Typ Philips



Art.Nr. HP-NR-275A

Temperatursonde für Infant/Neonatal, rektal/oesophageal,
wiederverwendbar, Länge 2,75 m, Ø 3,0 mm, autoklavierbar
Typ Philips



**YSI kompatibles Anschlusskabel und wiederverwendbare
YSI kompatible Temperatursonden auf Anfrage!**



www.mesamed.de

**PHILIPS Monitoring - EKG-Kabel, SpO2-Sensoren
und Zubehör - Temperatursonden**

**Weitere Spo2-Sensoren in verschiedenen Ausführungen,
EKG-Kabel, EKG-Zubehör, Flowsensoren und
O2-Sensoren finden Sie unter**

<http://www.mesamed.de/de/zubehoer.php>

Rev.A04-2018



TELEFON (08857) 6918- 0

TELEFAX (08857) 6918-29

Schärflmühlweg 4

D-83671 Benediktbeuern

info@mesamed.de

www.mesamed.de