


## SPIROERGOMETRIE

### IHRE VORTEILE

- Intuitives, schnelles Messverfahren
- ATS/ERS Konform
- Extrem schneller und langlebiger CO2 Sensor
- Kompletter Messplatz inklusive Anlagentisch, PC Paket und Trenntrafo
- O2 Sensor kann innerhalb einer Minute selbst gewechselt werden
- Resultate in 9 Wassermanngrafik oder individuell generierbaren Grafiken anzeigbar
- Feuchteunempfindlicher Volumensensor

### PLATZBEDARF



### MESSPROGRAMME UND OPTIONEN

- Spiroergometrie
- Fluss/Volumen
- Offline BGA
- Kalorimetrie
- SpO2
- 12 Kanal EKG
- Elektroden Sauganlage
- Polar Pulsgurt
- Blutdruckmessung
- Fahrradergometer
- Laufband
- Patientenkabel
- GDT
- PDF
- HL7
- Mehrplatzlizenz

Standard Option

Standard	Option

### TECHNISCHE DATEN

#### Standards

Qualitäts Management      EN ISO 13485  
MDD 93/42/EWG              CE Zulassung  
Elektronische Sicherheit    EN 60601-1 (3rd Edition)