

effektiv

integrierter Lithium-Akku

CARDIO E3 EKG

leicht

kompakt

Ladekontrolle

mobil

CARDIO E3 EKG



CARDIO E3 3-Kanal EKG mit integriertem Lithium-Akku und Farbbildschirm (Touchscreen) - Das Gerät ist einfach zu bedienen und für die Aufnahme, Vermessung und Interpretation von Ruhe-EKGs konzipiert. Das CARDIO E3 EKG wird komplett mit 10-adrigem EKG-Patientenkabel, 6 Stück Brustwand-Saugelektroden und 4 Stück Extremitäten-Klammer-Elektroden geliefert. Optional: Tragetasche, 10-adriges EKG- Patienten-kabel mit Druckknopfausführung zur Verwendung von EKG-Einmalelektroden



CARDIO E3 EKG-Produktmerkmale

- 3-Kanal EKG mit leichter und einfacher Handhabung
- Schnelle EKG-Ableitungen mit EKG-Vermessung und EKG-Interpretationshinweisen
- Anschluss für EKG-Patientenkabel und Netzkabel
- EKG-Speicherung über SD-Karte oder USB-Stick
- bis zu 90 Minuten Betrieb mit einer Akkuladung
- Anzeige der Lithium-Akku-Kapazität
- EKG-Wiedergabe über Touchscreen-Farbbildschirm mit Farbdarstellung und Hintergrundbeleuchtung
- Bedienfeld mit Folientastatur
- Anzeige Netz- oder Akkubetrieb

Technische Daten CARDIO E3 EKG:

- 12 simultane EKG-Ableitungen inklusive automatischem EKG-Interpretationsprogramm
- Filter: Muskel-Tremor-Filter: 30 / 40 Hz einstellbar / Netzfilter zur Unterdrückung von 50 / 60 Hz
- Störungen Basislinienfilter einstellbar
- Registriergeschwindigkeit: 5 / 10 / 25 / 50 mm/s (man. Druck)
- Empfindlichkeit einstellbar: 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV Automatik-Betrieb oder manueller Betrieb
- Bedienfeld: Alphanumerisch
- Druckverfahren: Thermokammdruck oder externer USB-Drucker
- Speicherung: SD-Karte, USB-Stick und im Netzwerk über LAN
- Stromversorgung 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz oder eingebauter, aufladbarer Lithium-Akku
- Maße: (BxHxT): 310 x 244 x 65 mm - Gewicht: 2,25 kg
- Lieferung inkl. EKG-Zubehörsatz: 10adriges EKG-Patientenkabel und Patientenzubehör
- Optional: Praktische EKG-Tragetasche, 10-adriges EKG-Patientenkabel mit Druckknopfausführung



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifiziertem Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO. Sie tragen CE-Kennzeichen und erfüllen die Richtlinien MPG 93/42/EWG