

Pulsoximeter

Kapnographen

effektiv

innovativ

kompakt

mobil

leicht





MS 20

Finger-Pulsoximeter mit integriertem Fingersensor. Auch geeignet für Kinder. Inklusive Batterien, Clipband und Bedienungsanleitung.



MS 300

Finger-Pulsoximeter mit integriertem Fingersensor. OLED Farbdisplay mit Darstellung von SpO₂, HR, Pulswelle und Perfusionsindex. Mit programmierbarem Alarmton. Inklusive Batterien, Clipband, Gummischutzhülle, Tragetasche und Bedienungsanleitung.



MS 400

Kapnographie-Monitor Mainstream. Kleines, superleichtes Gerät zur Messung und Anzeige von EtCO₂ und Atemfrequenz (RR) bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen. Mit 1 Stück Atemweg Adapter für Erwachsene/Kinder und 2 Stück AAA Batterien.



MS 500

Handheld-Pulsoximeter mit Fingerclipsensor, TFT Farbdisplay, Batterien, Tragetasche, Bedienungsanleitung und Software in Deutsch auf USB-Stick, USB-Kabel, Mini-Schraubenzieher für Batteriefach und Kurzbedienungsanleitung.



MS 600

Handheld-Pulsoximeter mit Fingerclipsensor. Klares TFT LED Farbdisplay. Alarmton und programmierbaren Alarmgrenzen. Inklusive Batterien, Gummischutzhülle, Metall-Geräteständer und Bedienungsanleitung.



MS 700

Handy-Pulsoximeter mit Fingerclipsensor oder Softsensor. Klares TFT LED Farbdisplay. Alarmton mit programmierbaren Alarmgrenzen. Inklusive LiPo-Akku, Netzteil und Bedienungsanleitung.



MS 800

Handheld-Pulsoximeter mit integriertem 3 Kanal-Notfall-EKG. Akustische und optische Alarmfunktion, Trenddatenspeicher. Klares 2,4" OLED Farbdisplay (320x240 Pixel). Inklusive 3-adrigem EKG-Kabel, Fingerclipsensor für Erwachsene. Ladegerät inkl. Lithium-Ionen-Akku und Bedienungsanleitung.



MS 900

Handheld-Pulsoximeter mit integriertem Kapnographen. Klares 2,95" TFT Farbdisplay. Temperatur-, Druckausgleichsystem und Null-Nachstellsystem. Inklusive „MoveOxy“ Fingerclipsensor, integriertem Lithium-Ionen-Akku, USB-Konnektivität und Bedienungsanleitung.



MS 1000

Vitalparameter-Monitor mit Anzeige von SpO2, Pulsrate, Perfusionsindex und Pulswelle.

- Helles, großes TFT LCD Farbdisplay
- Deutsche Menüführung
- Fingerclipsensor für Erwachsene
- Bedienungsanleitung auf USB-Stick



MS 1100

Vitalparameter-Monitor mit Anzeige von SpO2, Pulsrate, Perfusionsindex, Pulswelle und noninvasivem Blutdruck.

- Helles, großes TFT LCD Farbdisplay
- Deutsche Menüführung
- Fingerclipsensor für Erwachsene
- Standard Blutdruckmanschette
- Bedienungsanleitung auf USB-Stick



Temperaturmessungsmodul (optional)

Inkl. Infrarot-Thermometer und Datenübertragungskabel. Ergebnisse werden am Monitor oder Thermometer angezeigt. Nur bei Gerätebestellung lieferbar, da nicht nachrüstbar. Passend für die Monitorserie MS 1000.



Fahrstativ MW-1100-70 (optional)

Mit 5 Rollen, 2 Zubehörkörben und Adapterplatte. Passend für die Monitorserie MS 1000.

...weitere Pulsoximeter aus dem MESA Qualitätsprogramm...



Nellcor™ PM100N



OxiPen®



Nellcor™ PM10N



MySign® S



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO. Das Unternehmen ist EN ISO13485 zertifiziert.

Die Abbildungen in diesem Prospekt zeigen teilweise Optionen die nur gegen Mehrpreis erhältlich sind. Alle Angaben entsprechen den zum Druckzeitpunkt vorhandenen Kenntnissen. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung sind vorbehalten. (Rev. A02-2020)

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Download: [hier klicken](#))