

flexibel

kompakt

# INFRAROT-THERMOMETER

mobil

hygienisch

**ThermoCheck TC 700  
Stirnthermometer**



## ThermoCheck TC 700, das berührungslose elektronische Stirnthermometer

Handliches Stirnthermometer mit ergonomischen Design zur schnellen Messung der Körpertemperatur ohne Hautkontakt mit hoher Messgenauigkeit bei optimalem Komfort und maximaler Infektionssicherheit. Das TC 700 Stirnthermometer eignet sich zur Messung der Temperatur von Babys, Kleinkindern und Erwachsenen. Die Messung der Körpertemperatur erfolgt innerhalb von ca. 1 Sekunde.



### ThermoCheck TC 700

#### Produktmerkmale:

- Leichte und einfache Handhabung
- Ergonomisches Design
- Messung im Abstand von 1 –5 cm vor der Schläfe des Patienten
- Schnelle Temperatur-Messung mit integriertem Infrarot-Sensor (ca. 1 sec.)
- Kontaktloses Messverfahren (IR)
- Auswahl Messmodus für Körpertemperatur und Umgebungstemperatur
- LCD-Anzeige: Temperatur u. Batteriekapazität
- Speicherfunktion von bis zu 20 Messungen
- Energiesparfunktion auch für LCD-Anzeige

### Technische Daten

#### TC 700 Stirnthermometer:

- Kompaktes Design 150 x 88,2 x 40,6 mm
- Übersichtliche HD-LCD-Anzeige
- Messbereich 34,9° C bis 42,2° C
- Auflösung der Anzeige: 0,1 ° C / 0,1° F
- Genauigkeit +/- 0,2° C, 0,2° F
- Automatische Abschaltung nach 10 +/- 1sec.
- Praktische Bedienungstasten
- Messzeit: ca. 1 Sekunde
- Messabstand : 1 bis 5 cm
- Gewicht: 109,5 g (mit Batterien)
- Lieferung inkl. deutscher Bedienungsanleitung, 2 x AAA-Batterien und Textiltasche



MESA Medizintechnik GmbH  
Schärflmühlweg 4  
83671 Benediktbeuern  
Tel.: 08857 – 6918-0  
Fax: 08857 – 6918-29  
Email: info@mesamed.de  
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO. Sie tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen die Medizinprodukterichtlinien 93/42/EWG

