

flexibel

kompakt

INFRAROT-THERMOMETER

mobil

hygienisch

**ThermoCheck TC 800
Stirnthermometer**



ThermoCheck TC 800, das berührungslose Infrarot-Thermometer

Handliches Stirnthermometer mit ergonomischen Design zur schnellen Messung der Körpertemperatur mit hoher Messgenauigkeit bei optimalem Komfort und maximaler Infektionssicherheit. Das TC 800 Thermometer eignet sich zur Messung der Temperatur von Babys, Kindern und Erwachsenen. Die Messung der Körpertemperatur erfolgt innerhalb von wenigen Sekunden.

ThermoCheck TC 800

- Dual-mode-Design (Temperaturmessung an Stirn oder Gehörgang).
- Einzigartiger Modus zur Messung bei Kindern
- Magnetische Sonden Abdeckung
- Messergebnisse werden nach ca. 1 Sekunde angezeigt
- Akustische und visuelle Fieberwarnung.
- Akustische Hinweise sind abschaltbar
- 20 Messwerte können gespeichert und abgerufen werden
- Frei von BPA und Latex



Lieferumfang:

- TC 800 Infrarot-Thermometer
- 2x AAA-Batterien
- Textiltasche
- Bedienungsanleitung



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO. Sie tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen die Medizinrichtlinien 93/42/EWG.