

VHS

Trennverstärker

SVHS

Schaltbare Eingangsterminierung

Galvanische Trennung

MPG

SVIDEO

VIDEOP KOMBI

Trennverstärker



VIDEOCOP KOMBI

Nach den Richtlinien des MPG (Medizin-Produkte-Gesetz) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 93/42 EWG muss bei einer Bildübertragung von einem medizinischen Gerät (z.B. Ultraschallgerät) zu einem nicht medizinischen Gerät (z.B. PC oder Videoprinter) eine galvanische Trennung der Bildübertragung gewährleistet sein.

Der VIDEOCOP KOMBI Videotrennverstärker gewährleistet die galvanische Trennung des vom medizinischen zum nicht medizinischen Gerät übertragenen Bildsignals. Nicht medizinisch zugelassene Geräte können in Verbindung mit dem VIDEOCOP zusammen mit medizinisch zugelassenen Geräten betrieben werden.

- Galvanische Trennung zwischen dem Video-Eingang und dem Video-Ausgang.
- Trennung zwischen Cinch- und BNC-Anschlüssen.
- Trennung zwischen Hosiden-Anschluss.
- Verstärkung des Eingangssignals.
- Einschaltbare Eingangsterminierung (für eine Qualitätsverbesserung bei langen Kabellängen).
- Netzteil im Gerät integriert.

VIDEOCOP KOMBI

Vorderseite (Eingangsseite):

- Videoeingang Cinch-Anschluss
- Videoeingang BNC-Anschluss
- Videoeingang Hosiden-Anschluss
- Schaltbare Eingangsterminierung
- Power-LED



Rückseite (Ausgangsseite):

- Galvanisch getrennter Videoausgang Cinch-Anschluss
- Galvanisch getrennter Videoausgang BNC-Anschluss
- Galvanisch getrennter Videoausgang Hosiden-Anschluss
- Anschluss für die Stromversorgung (Eurostecker)
- Power-LED

Technische Daten:

- Versorgungsspannung: 230 V AC, 50/60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 10 VA
- Videoeingang: 75 Ohm oder offen

- Videoausgang: 75 Ohm
- Kriechstrecke: 8 mm
- Spannungsfestigkeit: 4000 V

- Gewicht: 1 kg
- Größe: 175 x 107 x 48 mm
(L x B x H)



Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO.
Sie tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen die Medizinrichtlinien 93/42/EWG

MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
83671 Benediktbeuern

Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de