

# Cardio M


kompaktes und Kosten sparendes Multikanal-EKG

- 12-Kanal-EKG mit Interpretation
- Ausdruck im DIN A4 Format
- wiederaufladbarer Li-Ionen Akku (optional)

## Technische Spezifikationen

Model		Cardio M
EKG-Ableitung		12 Kanal
Display		Zweizeiliges Textdisplay
Aufzeichnungskanäle		1, 3, 6 und 12 Kanal
Auflösung		5, 10, 20, auto (I~aVF:10, V1~V6:5)mm/mV
Druckgeschwindigkeit		12.5, 25, 50 mm/s
Filter	Netzfilter	50/60 -- 20 dB oder besser
	Muskelfilter	25~35Hz -- 3 dB
	Nulllinie	0.1 Hz -- 3 dB oder niedriger
	Tiefpassfilter	aus, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz
Aufnehmer	Aufnahmesystem	Thermodruckkopf
	Druckbreite	204mm
	Auflösung	
	vertikal	8 Punkte/mm
horizontal	16 Punkte/mm	
	Papier	Thermorollen
Kommunikation		Fax, PC-Verbindung mit RS-232 und LAN
Bedienoberfläche		Tastatur
Patientendaten		ID, Name, Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht
Basisvermessung		Herzfrequenz, PR, QRS, QT/QTc, P-R-T Achsen
Defibrillationsschutz		vorhanden
Elektrischer Eingang		Defibrillationsschutz, floating input
	Eingangsimpedanz	$\geq 10 \text{ M}\Omega$
	Eingangsbereich	$\geq \pm 5 \text{ mV}$
	Gleichtaktunterstützung	$\geq \pm 100 \text{ dB}$
	Patientenisolation	$< 10 \mu \text{ A}$
Spannungsversorgung		AC- oder Batteriebetrieb (Option)
Spannungsbereich		100 - 240 Vac, 50/60 Hz, 1.0 - 0.5 A, 60 W max.
Sicherheit		Klasse I, Typ BF
Abmessung		296×305,5×92,5 mm
Gewicht		ca. 2,9 kg
Umgebungsbedingungen	Luftfeuchtigkeit	30 ~85 % R.H
	Betriebstemperatur	10° ~ 40 °C
	Atmos. Druck	70 ~106 KPa

## Standard zubehör



CE 0123

Fachhändler

MESA Medizintechnik GmbH  
Schärfmühlweg 4  
83671 Benediktbeuern

Tel: 08857-6918-0  
Fax: 08857-6918-29  
email: info@mesamed.de  
Homepage: www.mesamed.de