

qualitativ

kompakt

funktionell

# Elektroden-Sauganlage

stabil

flexibel

mobil

**DT 80 Serie**

Die DT 80 Elektroden-Sauganlagen gibt es in individuellen Ausführungen für die stationäre und mobile Funktionsdiagnostik.

### Elektroden-Sauganlagen der DT 80 Serie:

Die Vakuum-Elektroden-Sauganlagen der **DT 80 Serie** ermöglichen die schnelle und komfortable Durchführung der EKG-Aufnahmen beim Ruhe- und Belastungs-EKG.. Die Elektroden-Sauganlagen sind an alle gängigen EKG-Gerätetypen adaptierbar. Die Elektroden-Sauganlage DT 80 kann an verschiedenen Wagensystemen wie z.B. dem MESA-Gerätewagen MW-1250-60 oder anderen Wagenvarianten montiert werden. Die DT 80 plus ist als Standmodell universell einsetzbar.

#### DT 80 Eigenschaften:

- flexibler Tragarm mit integriertem Defibrillatortschutz
- Schwenkbereich 315°, 120/240 cm
- Vakuumpumpe mit Ausblasfunktion und vierstufiger Einstellung
- Automatische Saugleistungsregulierung je Einstellvorgabe
- Vakuumbereich von 60 – 200 mbar, Druckbereichs- und Statusanzeige
- Leise Pumpeneinheit, Schutzklasse I, MPG Klasse I
- Umschaltbare Pumpenfunktion für das Applikationsende und wirkungsvollen Reinigungseffekt durch Ausblasfunktion
- Qualitativ hochwertige EKG-Aufnahmen durch konsequente Schirmung der Patientenleitungen
- Einzel von außen austauschbare Patientenleitungen
- Saugelektroden (Ag/gCl) aus weichem Silikon ermöglichen eine sehr gute Haftung auch bei starker Behaarung .
- Zwei Leitungslängen beim Kauf wählbar (10x1m oder 6x1m und 4x1,3m)
- Optional; Akkuversion (bis zu 6 h Akkubetrieb)



DT 80 plus Elektroden-Sauganlage  
Standmodell

Die DT 80 Elektroden-Sauganlagen Montagemodelle können an verschiedene Gerätewägen montiert werden. Des Weiteren gibt es eine Tisch- und Wandhalterung. Die Gerätewägen eignen sich im medizinischen Bereich für die mobile und flexible Unterbringung von vielen Gerätekombinationen. Diese Gerätewägen bieten flexible Ausbau- und Variationsmöglichkeiten (Anzahl der Ablageplatten, Schubladen etc.).



DT 80 H Elektroden-Sauganlage  
Montagmodell mit FUEGO Gerätewagen



DT 80 Elektroden-Sauganlage  
Tisch-Montagmodell



DT 80 MW Elektroden-Sauganlage  
Montagmodell mit Gerätewagen MW-1250-60



MESA Medizintechnik GmbH

Schärflmühlweg 4

D-83671 Benediktbeuern

Tel.: 08857 – 6918-0

Fax: 08857 – 6918-29

Email: [info@mesamed.de](mailto:info@mesamed.de)

[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO, sind CE gekennzeichnet und erfüllen die MPG-Richtlinien 93/42/EWG. Das Unternehmen ist EN ISO zertifiziert.

Alle Angaben entsprechen den zum Druckzeitpunkt vorhandenen Kenntnissen. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung sind vorbehalten.

Hersteller: Strässle & Co. Medizintechnik GmbH (Rev.A01-2016)