

qualitativ

kompakt

funktionell

Elektroden-Sauganlage

stabil

flexibel

mobil

DT 80 T Serie

Die DT 80 T Elektroden-Sauganlagen gibt es in individuellen Ausführungen für die stationäre und mobile Funktionsdiagnostik.

Elektroden-Sauganlagen der DT 80 T Serie:

Die Vakuum-Elektroden-Sauganlagen der **DT 80 T Serie** ermöglichen die schnelle und komfortable Durchführung der EKG-Aufnahmen beim Ruhe- und beim Belastungs-EKG. Die Elektroden-Sauganlagen sind an alle gängigen EKG-Gerätetypen adaptierbar. Die Elektroden-Sauganlage DT 80 T kann an verschiedenen Wagensystemen wie z.B. dem MESA-Gerätewagen MW-1250-60 oder anderen Wagenvarianten montiert werden. Die DT 80 T plus ist als Standmodell universell einsetzbar.

DT 80 T Eigenschaften:

- flexibler Teleskop-Tragarm mit integriertem Defibrillatorschutz
- Schwenkbereich 365°, Radius vertikal 150°, Teleskoparm 84 – 132 cm
- Vakuumpumpe mit Ausblasfunktion und vierstufiger Einstellung
- Automatische Saugleistungsregulierung je Einstellvorgabe
- Vakuumbereich von 60 – 200 mbar, Druckbereichs- und Statusanzeige
- Leise Pumpeneinheit, Schutzklasse I, MPG Klasse I
- Umschaltbare Pumpenfunktion für das Applikationsende und wirkungsvollen Reinigungseffekt durch Ausblasfunktion
- Qualitativ hochwertige EKG-Aufnahmen durch konsequente Schirmung der Patientenleitungen
- Einzel- von außen austauschbare Patientenleitungen
- Saugelektroden (Ag/AgCl) aus weichem Silikon ermöglichen eine sehr gute Haftung auch bei starker Behaarung der Patienten
- Zwei Leitungslängen beim Kauf wählbar (10x1m oder 6x1m und 4x1,3 m)
- Optional; Akkuversion (bis zu 6 h Akkubetrieb)



DT 80 T plus Elektroden-Sauganlage
Standmodell

Die DT 80 T Elektroden-Sauganlagen Montagemodelle können an verschiedene Gerätewägen montiert werden. Des Weiteren gibt es eine Tisch- und Wandhalterung. Die Gerätewägen eignen sich im medizinischen Bereich für die mobile und flexible Unterbringung von vielen Gerätekombinationen. Diese Gerätewägen bieten flexible Ausbau- und Variationsmöglichkeiten (Anzahl der Ablageplatten, Schubladen etc.).



DT 80 TH Elektroden-Sauganlage
Montagemodell mit FUEGO Gerätewagen



DT 80 T Elektroden-Sauganlage
Tisch-Montagemodell



DT 80 TMW Elektroden-Sauganlage
Montagemodell mit Gerätewagen MW-1250-60



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO, sind CE gekennzeichnet und erfüllen die MPG-Richtlinien 93/42/EWG. Das Unternehmen ist EN ISO zertifiziert.