

flexibel

kompakt

INFRAROT-THERMOMETER

mobil

hygienisch

THERMOFINDER FS-700

THERMOFINDER FS-700, das berührungslose Fieberthermometer

Handliches, kleines Thermometer zur schnellen Messung der Körpertemperatur ohne Hautkontakt
Hohe Messgenauigkeit, optimaler Komfort und Infektionssicherheit



THERMOFINDER FS-700

Produktmerkmale:

- Leichte und einfache Handhabung
- Ergonomisches Design
- Messung im Abstand von 2 – 3 cm vor der Schläfe des Patienten
- Schnelle Temperatur-Messung mit im Gerät integriertem Infrarot-Sensor innerhalb 1 – 2 sec.
- Kontaktloses Messverfahren (IR)
- Modusauswahl; Körpertemperatur und Umgebungstemperatur
- LCD-Anzeige: Temperatur und Batteriekapazität
- Speicherfunktion: Automatisch bis 32 Messungen
- Energiesparfunktion auch für LCD-Anzeige



Technische Daten:

THERMOFINDER FS-700

- Leicht, kompakt mit Batteriebetrieb (AAA)
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Auflösung der Anzeige: 0,1 °C Schritte
- Automatische Abschaltung nach 1 min.
- Tasten: Modus, Start, Speichern, Ton
- Messzeit: 1 - 2 Sekunden
- inkl. Bedienungsanleitung und Batterien



MESA Medizintechnik GmbH
Schärfmühlweg 4
83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO. Sie tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen die Medizinrichtlinien 93/42/EWG