

qualitativ

kompakt

funktionell

Gerätewagen

stabil

flexibel

mobil

Gerätewagen MW-1250-60

Universal-Gerätewagen MW-1250-60:

- Die stabile Wagenboden und die Ablageflächen sind für die Aufnahme von PC, Drucker und medizintechnischen Geräten konzipiert.
- Lackierung der Arbeitsplatten in belastungsfähiger Pulverbeschichtung Mousepad nach rechts ausziehbar
- Höhenverstellbare Ablageplatten für Geräte, PC oder Drucker (Farbe grau RAL 7035)
- Seitenprofile in robuster Leichtmetallausführung, Höhe der Ablageplatten individuell einstellbar
- Elektroden-Sauganlagen vieler Hersteller und EKG-Kabelarme sind problemlos zu montieren.
- Mobil durch Rollen und fixierbar mit den vorderen Rollen, hohe Standfestigkeit
- Abmessungen Gerätewagen Typ MW-1250-60: 125 x 60 x 44 cm (H x B x T), Gewicht: ca. 14 kg



- Elektroden-Sauganlagen und EKG-Patientenkabel-Halterungen sind auch mit mit Klemmfuss am MW-Gerätewagen montierbar.

- **Andere Gerätewagenmodelle**
Gerätewägen für z.B. ErgoSpirometrie-Systeme sind auf Anfrage lieferbar



MESA Medizintechnik GmbH
Schärfmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de