Pulswelle

SpO2

Farbdisplay

Sauerstoff-Sättigung

Pulsoximeter + EKG

3-Kanal EKG

kompakt

mobil

Hand-Pulsoximeter MS 800 mit integriertem Notfall-EKG





Das Hand-Pulsoximeter MS 800 ist ein Kombinationsgerät als Pulsoximeter mit integriertem 3-Kanal Notfall-EKG. Das Gerät bietet verlässlich und schnell die Pulsfrequenz, den Sauerstoffgehalt und ein 3-Kanal-EKG. Der in der Helligkeit regelbare 2.4 OLED Farb-Display zeigt die ermittelten Werte gut ablesbar an. Der Sauerstoffsättigung kann zusätzlich auch in Form einer Pulswelle dargestellt werden. Der einstellbare akustische und visuelle Alarm für SpO2 und, Pulsfrequenz warnt zuverlässig (auch bei niedrigem Batterieladezustand). Das Gerät verfügt ebenfalls über einen Trenddatenspreicher. Das MS 800 schaltet sich nach Gebrauch automatisch mit der Power-Off Funktion ab. Wirtschaftlicher Betrieb ist durch den Betrieb mit Lithium-Ionen-Akku und Ladestation gewährleistet. Das Gerät ist spritzwassergechützt nach Klasse IPX1.



MS 800 Handpulsoximeter mit integriertem 3-Kanal Notfall-EKG

- einstellbare akustische und optische Alarmfunktion
- Trenddatenspeicher und Darstellung mit Anzeige der Pulswelle
- 2,4" OLED Farb-Display (320 x 240 Pixel) mit Helligkeitsregelung
- Bildschirmdarstellung in Abhängigkeit der des Gerätes
- spritzwassergeschütztes Gehäuse nach Schutzklasse IPX1
- Abmessungen (H x B x T): 123 x 58 x 28 mm
- Gewicht ca. 200 g Lieferung inkl. 3-adrigem EKG-Kabel, SpO2-Fingersensor, für Erwachsene, Ladegerät inkl. Lithium-Ionen Akku und Bedienungsanleitung



MESA Medizintechnik GmbH Schärflmühlweg 4 D-83671 Benediktbeuern

Tel.: 08857 – 6918-0 Fax: 08857 – 6918-29 Email: info@mesamed.de www.mesamed.de Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO 13485:2016 und sind CE gekennzeichnet.

Alle Angaben entsprechen den zum Druckzeitpunkt vorhandenen Kenntnissen. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung sind vorbehalten. Hersteller: Guangdong Biolight Meditech Co.,Ltd - Typ: Biolight M 800 (Rev.A04-2024)