

Pulswelle

SpO<sub>2</sub>

Farbdisplay

Sauerstoff-Sättigung

# Pulsoximeter + EKG

3-Kanal EKG

kompakt

mobil

**Hand-Pulsoximeter MS 800  
mit integriertem Notfall-EKG**



Das Hand-Pulsoximeter MS 800 ist ein Kombinationsgerät als Pulsoximeter mit integriertem 3-Kanal Notfall-EKG. Das Gerät bietet verlässlich und schnell die Pulsfrequenz, den Sauerstoffgehalt und ein 3-Kanal-EKG. Der in der Helligkeit regelbare 2.4 OLED Farb-Display zeigt die ermittelten Werte gut ablesbar an. Der Sauerstoffsättigung kann zusätzlich auch in Form einer Pulswelle dargestellt werden. Der einstellbare akustische und visuelle Alarm für SpO2 und, Pulsfrequenz warnt zuverlässig (auch bei niedrigem Batterieladestatus). Das Gerät verfügt ebenfalls über einen Trenddatenspeicher. Das MS 800 schaltet sich nach Gebrauch automatisch mit der Power-Off Funktion ab. Wirtschaftlicher Betrieb ist durch den Betrieb mit Lithium-Ionen-Akku und Ladestation gewährleistet. Das Gerät ist spritzwassergeschützt nach Klasse IPX1.



### **MS 800 Handpulsoximeter mit integriertem 3-Kanal Notfall-EKG**

- einstellbare akustische und optische Alarmfunktion
- Trenddatenspeicher und Darstellung mit Anzeige der Pulswelle
- 2,4" OLED Farb-Display (320 x 240 Pixel) mit Helligkeitsregelung
- Bildschirmdarstellung in Abhängigkeit der des Gerätes
- spritzwassergeschütztes Gehäuse nach Schutzklasse IPX1
- Abmessungen (H x B x T): 123 x 58 x 28 mm
- Gewicht ca. 200 g

Lieferung inkl. 3-adrigem EKG-Kabel, SpO2-Fingersensor, für Erwachsene, Ladegerät inkl. Lithium-Ionen Akku und Bedienungsanleitung



MESA Medizintechnik GmbH

Schärflmühlweg 4

D-83671 Benediktbeuern

Tel.: 08857 – 6918-0

Fax: 08857 – 6918-29

Email: [info@mesamed.de](mailto:info@mesamed.de)

[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifiziertem Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO. Sie tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen die Richtlinien MPG 93/42/EWG