

flexibel

kompakt

INFRAROT-THERMOMETER

mobil

hygienisch

ThermoCheck TC 700
Stirnthermometer

ThermoCheck TC 700, das berührungslose elektronische Stirnthermometer

Handliches Stirnthermometer mit ergonomischen Design zur schnellen Messung der Körpertemperatur ohne Hautkontakt mit und hoher Messgenauigkeit bei optimalem Komfort und maximaler Infektionssicherheit. Das TC 700 Stirnthermometer eignet sich zur Messung der Temperatur von Babys, Kleinkindern und Erwachsenen. Die Messung der Körpertemperatur erfolgt innerhalb von wenigen Sekunden.



ThermoCheck TC 700

Produktmerkmale:

- Leichte und einfache Handhabung
- Ergonomisches Design
- Messung im Abstand von 5 – 15 vor der Schläfe des Patienten
- Schnelle Temperatur-Messung mit integriertem Infrarot-Sensor (1 – 2 sec.)
- Kontaktloses Messverfahren (IR)
- Auswahl Messmodus für Körpertemperatur und Umgebungstemperatur
- LCD-Anzeige: Temperatur u. Batteriekapazität
- Speicherfunktion von bis zu 32 Messungen
- Energiesparfunktion auch für LCD-Anzeige

Technische Daten

TC 700 Stirnthermometer:

- Leicht und kompakt mit Batteriebetrieb
- Übersichtliche LCD-Anzeige
- LCD-Hintergrundbeleuchtung
- Auflösung der Anzeige: 0,1 °C
- Genauigkeit +/- 0,3° C, 0,54° F
- Automatische Abschaltung nach 1 min.
- Praktische Bedientasten
- Messzeit: 1 - 2 Sekunden
- Messabstand : 5 bis 15 cm
- Gewicht: 172 g
- Lieferung inkl. Bedienungsanleitung, Batterie (9V) und Textiltasche



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO. Sie tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen die Medizinrichtlinien 93/42/EWG